

镇江氯化亚铜纯度检测 密度、折射率检测

产品名称	镇江氯化亚铜纯度检测 密度、折射率检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

氯化亚铜是一种无机物，为白色立方结晶或白色粉末，难溶于水，溶于浓盐酸生成氯亚铜酸，溶于氨水生成氯化二氨合亚铜，不溶于乙醇。用作催化剂、杀菌剂、媒染剂、脱色剂；冶金工业；在气体分析中用于一氧化碳和乙炔的测定。

氯化亚铜检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

氯化亚铜检测标准（部分）

- 1、HG/T 2960-2000 工业氯化亚铜
- 2、GB/T 27562-2011 工业氯化亚铜
- 3、HG/T 3489-2014 化学试剂 氯化亚铜
- 4、HG/T 2960-2010 精制氯化亚铜
- 5、HG/T 3489-2000 化学试剂.氯化亚铜
- 6、HGB 3218-1960 氯化亚铜
- 7、KS M 8138-2015(2020 氯化亚铜
- 8、HG 3-1287-1980 化学试剂 氯化亚铜

氯化亚铜检测范围

精制氯化亚铜、化学试剂氯化亚铜、颜料、防腐剂、工业氯化亚铜、铜丝、铜灰、食盐、乙醇、盐酸、硫酸铜、结晶亚硫酸钠等。

氯化亚铜检测项目

化学成分分析、元素分析、氯化亚铜含量测定、单质纯度测定、熔点、沸点、密度、折射率、理化特性等