

# 双靶爆脂瘦身仪广西专业减肥仪器厂家直销巴南丹意达

产品名称	双靶爆脂瘦身仪广西专业减肥仪器厂家直销巴南丹意达
公司名称	丹意达（中国·重庆）美容美体仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区大同路45号
联系电话	023-63717877 13638385299

## 产品详情

产品名称：DYT-2008 双靶爆脂瘦身仪 产品类别：美体减肥仪器 产品用途：美体减肥，美体瘦身，美体排毒，美体塑性，减肥排毒，全身减肥瘦身（快速消除脂肪，腰腹臀腿的塑形）；收紧皮肤、修复妊娠纹、改善肌肤的新陈代谢、全身抗衰老；增进机体代谢的速度，加速体内废物及湿气的排出；放松肌肉，解除肌肉痉挛，缓解肌肉疼痛等症状。 仪器原理：双靶爆脂瘦身仪的爆脂头是21世纪最新无创爆脂瘦身的高端技术。它是一种核磁波，可刺激到深处的脂肪细胞，核磁波进入人体后可使人体脂肪细胞产生一种强烈的撞击作用及脂肪细胞间的摩擦运动，能有效消耗热量，消耗细胞的水份，使脂肪细胞缩小，另外当核磁震动时能使细胞间产生强裂撞击，细胞瞬间爆破，脂肪细胞减少，从而达到美体效果；双靶爆脂瘦身仪的射频熔脂头利用是一种影响组织中分子内生物电，在该仪器的作用下,从而产生"生物电能",所产生的高频射频能令体内快速产生热能刺激增生胶原细胞，修复老化受损的肌肤，从而达到除皱紧肤，腰腹臀腿的塑形。同时所引发的生物能可快速增强局部血液循环、引起脂肪酸的分解和脂肪细胞的调亡，达到溶脂瘦身的目的。 仪器特色：非手术 非侵入 不流血 无创无痛 治疗时间短 见效时间快 经我公司精心设计，领先于国内同行率先推出好一款高级美体减肥仪器系列产品。

----- 技术参数：

项目	参数
输出功率	60W
工作频率	50HZ--60HZ
治疗面积	7.5cm <sup>2</sup>
射频范围	8-40.67MHz
能量小于	300J/cm <sup>2</sup> （T=1S）
输入功率	500
操作接口	按键式数码彩屏
电压	100V--240V
体积	65 × 56 × 122cm
重量	64kg

-----产品特点 1、美体减肥，美体瘦身，美体排毒，美体塑性，减肥排毒，全身减肥瘦身（快速消除脂肪，腰腹臀腿的塑形）；收紧皮肤、修复妊娠纹、改善肌肤的新陈代谢、全身抗衰老；增进机体代谢的速度，加速体内废物及湿气的排出；放松肌肉，解除肌肉痉挛，缓解肌肉疼痛等症状。 2、非手术 非侵入 不流血 无创无痛 治疗时间短 见效时间快