

## 英特赛克一次性使用喉罩8203000 8204000

产品名称	英特赛克一次性使用喉罩8203000 8204000
公司名称	杭州秦汉医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市钱塘区下沙街道元成路211号4幢6楼602室（注册地址）
联系电话	18334325859

## 产品详情

英国INTERSURGICAL免充气喉罩、双腔免充气喉罩免充气无囊喉罩 免充气型喉罩 喉罩（免充气型）。i-gel的设计灵感来源于喉周的组织形状及生理构造 – 它可以和自然的气道媲美。i-gel与患者的组织构造是如此的一致，以至于明显地缓解或消除了压迫和移位所致的创伤。英国INTERSURGICAL一次性无囊双腔免充气喉罩符合人体工学形状、柔软性和轮廓非常\*\*地仿照着喉周的组织构造，并与之完美匹配。这种创新的理念意味着无需充气囊就可以实现建立通气道。一种创新型的一次性双腔免充气喉罩i-gel和自然通气道的管理i-gel是一种真正的的通气道装置，是数年广泛的研究和开发的结晶。研究和开发i-gel所做的一切都是为了让其与人体的组织构造密切配合的。特点：无需充气的囊：gel因其柔软似胶的原材料而得名。就是这种材料创新应用，从而开发了这种的无囊喉罩。这一关键的特性意味着使用i-gel简便、迅速且持久可靠；简单、安全、快捷：i-gel难以置信的容易使用，操作娴熟者只需要不到五秒钟的时间就可以成功地插好i-gel。由于其无充气囊的特性，i-gel提供了一个安全迅速的口咽通道管理解决方案；i-gel的临床使用：当空腹患者手术时，患者自主呼吸或间歇性的正压呼吸期间，它起到固定和保持气道的作用；应用规格：gel现在有四种儿童用规格和三种大人用的规格，适用于2 – 90公斤重的患者；\*\*而又顺利定位：gel能够\*\*而又顺利地将其定位于喉部组织上，提供可靠的喉周密封而无需充气囊。