

恒温金属浴

产品名称	恒温金属浴
公司名称	合肥艾本森科学仪器有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市休宁路政务区绿怡居商住楼西39-502号
联系电话	86-055164318746 13965100112

产品详情

HtPot10[恒温金属浴](#)产品简介

HtPot10型恒温金属浴(干式恒温仪,恒温干浴器,数显型恒温金属浴)是采用微电脑控制的金属浴装置,控温精度高,制样平行性好,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于各种分析仪器样品的培养、煮沸、去活化、湿消化、样品浓缩和酶分析保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等.行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等

HtPot10恒温金属浴产品特点

- 1.液晶屏显示,薄膜开关,界面清爽而简单不容易出错即时温度显示、时间递减显示;
- 2.双节时间、温度设置,自动故障检测及蜂鸣器报警功能;
- 3.产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,带来更多的自由和方便
- 4.方便的温度偏差校准功能,更多的满足使用要求。
- 5.内置超温保护装置;使用更安全可靠,延长机器使用寿命
- 6.采用金属模块,温度均匀性高,便捷的模块更换,便于清洁与消毒各种试管
- 7.仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高并具有节能无噪音

HtPot10恒温金属浴型号及参数: HtPot10

- 1.控温范围:高于室温5 至100

- 2.升温时间从20 到100 : 24分钟
- 3.控温精度在37 时 : ± 0.15
- 4.显示精度 : 0.1
- 5.温度均匀性在37 时 : ± 0.3
- 6.最大功率 : 200W
- 7.最高温度 : 105
- 8.时间设置 : 最长99h59 min
- 9.最大功率200瓦
- 10.净重 : 5Kg ; 外形尺寸 : 354*242*192mm

HtPot10恒温金属浴器常规模块可选配置

型号	管名称	数量和孔径
HT-A	离心管	96*0.2ml
HT-B		25*0.5ml+ 36*1.5ml
HT-C		61*0.5 ml
HT-D		41*1.5ml
HT-E		41*2.0ml
HT-F	试管	41* 10mm
HT-G		25* 12mm
HT-J		25* 13mm
HT-K		16* 15mm
HT-L		16* 16mm
HT-M		16* 18mm
HT-N		16* 20mm