

仪美康心血管诊断一体机

产品名称	仪美康心血管诊断一体机
公司名称	郑州仪美康医疗电子科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市陇海西路凯旋门
联系电话	0371-68625883 18638211580

产品详情

仪美康心血管功能自动诊断打印一体机（心供仪一体机或心血管一体机）是通过高灵敏度的脉搏传感器采集被测者的脉搏信息【脉搏传感器分为：红外脉搏传感器、心率脉搏传感器、光电脉搏传感器、腕部脉搏传感器、数字脉搏传感器、心音脉搏传感器、数字式脉搏传感器及集成化脉搏传感器等等。】同时输入被测者的身高、体重、血压值作为参数。根据人体循环系统弹性腔模型理论为基础，对模型进行分室网络分析，用线性相关算法推导出一系列计算公式。这些公式经过非线性补偿和临床经验参数修正，便能获得一组反映心脏功能、血管状况、血液状态及微循环功能的30多项参数及60多项专13703866580家辅助诊断信息。具有无创检测快速，数据准确，使用方便等特点。心供仪打印一体机即为无创伤检查法的一种。方法是用一个灵敏度极高的但过载能力又极强的脉搏传感器，无创伤检测被测者的挠动脉脉搏波，再用多CPU中央处理单元自动进行采样、分析、计算。按预先设计好的临床医学模型进行处理，最终按心血管专家模型，给出检查报告及专家诊断信息。具有检测快速，计算准确，使用方便等特点。心功仪（全自动心脑血管检测仪）是仪美康最新推向市场的“便携一体化”机型，总重量为3Kg，外型尺寸为420×260×130（斜面）mm，面板上嵌有7寸兰色背光液晶屏，触摸按键；前斜面嵌有高速热敏打印机；真正全中文菜单提示操作及中文打印报告。心血管功能诊断仪(一体化)轻巧便携，质量可靠，操作简便，高贵气派，售价低廉，深受客户喜爱，特别适宜医药保健品市场的义诊活动，是目前畅销机型之一。自动心血管功能诊断仪（一体化）最大的特点是：首先真正的一体化设计，专业便携。其次系统由专用微机、高亮液晶显示模块、专用微型热敏、打印机、脉搏传感器等构成。第三自动检测心血管功能参数35项，专家诊断信息64项，自动打印诊断报告。第四，本仪器为无创伤检测心血管功能的一种方法，用脉搏传感器放在手腕挠动脉处，动态实时显示脉搏波形，准确观察心脏早搏、心律不齐、心泵力不均等现象。对可能患有高血压、冠心病、心脏负荷增加、左心肥大心慌胸闷、血液供耗失调、心肌缺氧、缺血性坏死、心绞痛、心肌梗塞、高血脂、高血粘度、动脉硬化、脑血栓、肺充血、肺水肿、肺心病、血液粘稠、高血脂、微循环障碍（如手脚麻木）等疾病的患者给出及时提示。第五该仪器的适用对象即，适合社区、药店、会议营销、专卖店、门诊、医院等进行健康评估。

自动心血管功能打印一体机专家诊断结论列表

1 CV.FUNCT Normally 心血管功能正常

2 CV.Funct.NR 心血管功能基本正常

- 3 Speed HR 心动过速
- 4S.HR 心动过缓
- 5 Arrthmia Cordi 心率不齐
- 6 Lo.SV 低搏血
- 7 H.SV 高搏血
- 8 Comp.H.SV 代偿性高搏血
- 9 H.CO 高排血
- 10 Lo.CO 低排血
- 11 Lo.V.P 低心泵力
- 12 H.V.P 高心泵力
- 13 Different Pump force of Ht 心泵力不均
- 14 Lo.SW 低搏功
- 15 Ho.SW 高搏功
- 16 H.Cmo2 心肌耗氧增加
- 17 C.M.O Supply Out of bal 心肌氧供耗失衡
- 18 LO.LVEWR 左心能量利用率低下
- 19 CF 心力衰竭
- 20 CF.1 TYPE 心衰1型
- 21 CF.2 TYPE 心衰2型
- 22 CF.3 TYPE 心衰3型
- 23 CF.4 TYPE 心衰4型
- 24 Lo.CP.Funt 心泵功能低下
- 25 CR.HPT 临界高血压
- 26 SS.HPT 收缩期高血压
- 27 DS.HPT 舒张期高血压
- 28 HPT 高血压

- 29 HPT and CFI 高血压、心功能减退
- 30 Lo.BP 低血压
- 31 L.PP 脉压过大
- 32 Sml.PP 脉压过小
- 33 H.BV 高血容量
- 34 Lo.BV 低血容量
- 35 H.BV & H.C.Pum 高血容量高心泵力
- 36 H.Preload L.V 肺动脉契压增高
- 37 P.S.F.B 肺部轻度充血
- 38 P..M.F.B. 肺部中度充血
- 39 P..L.F.B. 肺部重度充血
- 40 P.Space.E. 肺间质水肿
- 41 P.A.E F 肺泡质水肿
- 42 Lo.PAWP 肺动脉契压降低
- 43 PAH 肺动脉高压
- 44 H.PAR and PAH. 肺动脉高阻、高压
- 45 H.PAR 肺动脉高阻
- 46 F.Lo.TPR 假性低周阻
- 47 F.H.TPR 假性高周阻
- 48 HPR 高周阻
- 49 Lo.TPR 低周阻
- 50 PHHR of LVO 左心流出道病理性高阻
- 51 Comp.HR of LVE 左心流出道代偿性高阻
- 52 H.VS 高粘血症
- 53 Lo.VS 低粘血症
- 54 D.HVS 动力性高粘血症

55 Hid.HVS 隐性高粘血症

56 D.love 动力性低粘血症

57 SUG.AHD 动脉硬化可能

58 SF.MC 微循环迟缓

59 SPF.MC 微循环增速

60 MC.Short.Ope 短路开放

61 EMCV in shot 体外反搏量不足

62 Lo.ENCRP 体外反搏反流压不足

63 AHD 动脉硬化

64 HBS.Short 心肌供血不足

仪美康承诺仪器一年保修，终生维修软件终生免费升级