

橡胶奶嘴检测项目 硅橡胶婴儿奶嘴检测

产品名称	橡胶奶嘴检测项目 硅橡胶婴儿奶嘴检测
公司名称	中科检测技术服务（广州）股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中科检测 资质:CMA/CNAS 服务类型:橡胶奶嘴检测
公司地址	广州市天河区兴科路368号
联系电话	18127993660 13926209354

产品详情

奶嘴，是使用在奶瓶上帮助吸奶的一种工具，多为婴儿使用。奶嘴在形状上可分为仿真奶嘴、普通奶嘴。仿真奶嘴比较柔软，奶嘴整体形状饱满，奶嘴头外面呈波浪凸起型，喝奶时可以去舌苔，里面是平滑的，容易清洗，因为和母乳非常接近，固称为仿真奶嘴。

奶嘴检测范围

橡胶奶嘴、儿童奶嘴、婴儿奶嘴、安抚奶嘴、纳米银奶嘴、仿真奶嘴、普通奶嘴、宽口径奶嘴等。

橡胶奶嘴检测项目

成分检测、材质检测、质量检测、安全检测、亚硝酸检测、voc检测、拉伸力检测、迁移测试、荧光剂检测、老化测试、寿命评估、荧光剂检测、挥发性检测、环保检测等。

橡胶奶嘴检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

橡胶奶嘴检测标准

- 1、GB/T 40126-2021液体硅橡胶婴儿奶嘴用
- 2、GB 38995-2020婴幼儿用奶瓶和奶嘴
- 3、GB 28482-2012婴幼儿安抚奶嘴安全要求
- 4、GB/T 5009.66-2003橡胶奶嘴卫生标准的分析方法

- 5、GB 4806.2-1994橡胶奶嘴卫生标准
- 6、GB 4806.2-2015食品安全地区标准奶嘴
- 7、NF S54-003/IN1-2014儿童保育品.婴幼儿安抚奶嘴.安全要求和试验方法
- 8、DIN EN 1400-2014儿童使用和保育用品.婴儿和儿童用橡胶奶嘴.*3部分:安全性要求和试验
- 9、LST EN 1400-2013+A1-2014儿童使用和保育用品.婴幼儿安抚奶嘴.安全要求和试验方法
- 10、SN/T 4451-2016婴儿奶嘴中迁移的N-亚硝胺含量测定方法气相色谱-质谱法