

医用控温仪-物理降温仪-医用降温毯

产品名称	医用控温仪-物理降温仪-医用降温毯
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:HW-2600 规格:双通道
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

体温失衡通常是指体温中枢失调，维持人体正常体温循环代谢机制出现异常，多数情况下体温失衡后温度会逐渐升高，*常见是感冒、中暑等引起。大脑体温调节中枢位于大脑下丘脑，起着调节人体体温平衡稳定的作用。当人体在生活环境中受外界高温长时间影响，出现中暑症状时，体温调节中枢便会失调，产生功能障碍，可能会引起机体散热不佳，汗腺功能衰竭等情况，此时体温中枢障碍便是体温失衡。当人体感冒后，体温可能会在短时间内升高，也是体温失衡的表现。因此，体温失衡是指机体正常体温失去平衡，升高或下降。另外，体温失衡还可见于某些疾病发病过程中伴随症状，以及意外撞击昏迷失血过多。

体温一旦失衡，可预示某种疾病的出现或意外发生，尤其是对于一些急症，体温失衡往往预示疾病危险程度，患者还需尽早前往医院急诊科、内科等科室就诊，完善血常规、体温测量等检查。

工作原理

压缩机提供冷源，采用无氟环保制冷剂1经过二次制冷的特殊的水循环系统，控制系统、以降温毯、降温帽与患者身体接触，从而达到给患者降温的目的1营造亚低温环境。广泛应用于临床各科室进行亚低温治疗。

临床应用

用于对脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤。颅高压，心肺复苏及高热惊质。性高热患者进行物理降温，特别是对颅脑损伤及术前术后亚低温治疗，或术后患者在临床中升温使用。主要应用于神经外科、神经内料、ICu. 急诊科、心胸外料、呼吸内科、儿科、烧伤料、骨科等临床学科进行亚低温治疗。

性能特点

全电脑控制，操作简单。方便。

温度控制精准，可靠，性能稳定、灵敏度高，可长时间连续运行，液晶彩色大屏幕显示，中文菜单

采用进口压缩机、进口快插接头、低噪音水泵。

自动控温，自动计时，降温速度快。

进口传感器自动测温，可随时反应患者体温。

具有缺水报警功能。

仪器具有自检功能，病例查询功能。降温毯、帽采用TPU材质，防腐蚀，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命长，更持久、易清洗消毒

冰毯、冰帽的使用在临床上是一种常见的物理降温方法之一，物理降温包括局部冷疗法和全身冷疗。

局部冷疗法包括冰袋、冰毯、冰帽、冷湿敷法和化学致冷袋等。全身冷疗法包括温水擦浴、乙醇擦浴、冰盐水灌肠等。

不管是哪一种物理降温(冷疗法)都是用低于人体温度的物质,作用于机体的局部和全身,以达到止血、止痛、和退热的治疗方法。通过及时有效的评估病人局部或全身的症状,正确应用冷、热疗法，满足病人的身心需要。