

千琰康液体敷料

产品名称	千琰康液体敷料
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	尉氏县新尉工业园区优德大道1号
联系电话	156**** 156****

产品详情

无菌检测液体敷料是一种起消毒杀菌功效的液体。能直接作用于病原菌，对大部分病菌、病毒和疟原虫都是有抑制效果，如金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、溶血性链球菌等，这类液态喷到创口创面后，就会形成保护膜，维护创口，同时使创口和外界防护，防止外部病原菌进入，并且对创口周边病原菌有破坏功效。适用腹腔、会阴伤口创口，具备淡化疤痕，防止感染的功效。

千琰康液体敷料是一种高品质的创可贴，是由洁净无菌的材料制成，它可以迅速停止伤口出血，防止外部细菌污染造成的感染，同时还可以帮助伤口愈合。它是一款轻便方便的产品，可以在家庭和工作环境中使用，具有良好的敷贴效果，能够安全、快速、有效的治疗各种伤口。千琰康液体敷料具有许多优点。首先，它采用透气性的贴合面料，使创口保持干爽通风，随时保持良好的环境，有利于伤口的快速痊愈。其次，它使用无菌灌装技术，确保产品的高纯度和无菌性，使其能够有效防止感染，降低伤口愈合时间，并减少术后并发症的发生率。此外，千琰康液体敷料含有生长因子，促进伤口组织再生与愈合，从而加速伤口愈合过程，减轻患者的疼痛和痛苦。千琰康液体敷料适用于各种伤口，包括切口、撕裂伤、烧伤、烫伤、冻伤、手术切口、溃疡等。因为它具有较大的伸缩性，它可以适应不同的伤口大小和形状，防止敷料脱落，保持固定位置，防止伤口二次感染。同时，千琰康液体敷料还具有防水性能，可以在皮肤表面形成水密性，防止水和脏物进入伤口，造成二次伤害。千琰康液体敷料的使用方法相对简单，只需要将敷料涂抹在干净的伤口上即可，轻轻按压数秒钟，液体就会干燥，形成一层保护膜，形成良好的固定效果。需要注意的是，在每次更换敷料前，应先清洗伤口，并擦干水分，然后再施用千琰康液体敷料。总之，千琰康液体敷料是一种安全、便捷、高效的伤口敷贴产品，具有多种优越的功能，可以快速停止出血，防止感染，促进愈合，减轻患者的疼痛和痛苦。这款产品在医院机构和家庭急救箱中都非常适用，是必备的急救用品之一。