

全自动生化分析仪

产品名称	全自动生化分析仪
公司名称	淄博恒拓分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博高新区泰美路8号
联系电话	18265881402

产品详情

测试速度：恒速300 test/Hour(不含ISE)；

测试方法：终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法)单/双波长法；

测试顺序：严格按样本顺序测定，急诊任意插入；

可装载81个半永久性光学塑料反应比色杯（可选配石英玻璃比色杯）；

46个样本位，46个试剂位，可整盘更换，试剂完全开放；

搅拌杆具有防碰撞保护功能；

最长反应时间:15分钟;

最小反应体积:150UL,节省试剂；

比色杯材料:石英玻璃或透紫外塑料；

比色杯利用方式:6组清洗针、12步清洗、循环使用、可选用酸碱清洗液；交叉污染率低；

一体化全封闭光电系统，无机械部分，不发霉，不磨损，免维护；

波长：340nm到800nm,波长可选；

可以任意定制打印格式，提供几种常见格式；

样本盘、试剂盘、反应盘及质控状态实时监测；

完全开放的测试参数设置；

RS-232标准接口，支持院内联网；

耗水量不超过3升/小时