

疫苗稀释液用前降到2-8度

产品名称	疫苗稀释液用前降到2-8度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83025.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-疫苗稀释液用前降到2-8度每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!疫苗稀释液用前降到2-8度产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L 产品种类: 恒温 产品形式: 立式 冷却/加热方式: 风冷+发热丝 制冷剂: 无氟制冷剂 噪音: 42dB(a) 功率: 120W 电源: AC220V, 50Hz 温度范围: 0-100

外形尺寸(宽×深×高): 595×565×860 内部尺寸(宽×深×高): 504×487×634

有效容积(L): 150L 重量(kg): 64kg 温度显示: LCD数字式 脚轮: 有 止动底角: 有 外门锁扣: 有 报警系统: 有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L 产品种类: 恒温箱 噪音: 46dB(a) 功率: 160W

外形尺寸(宽×深×高): 595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高): 504×487×1215

有效容积(L): 280L 重量(kg): 99kg

报警系统: 有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警;疫苗稀释液用前降到2-8度 产品型号: FYL-YS-431L 噪音: 48dB(a) 功率: 200w

外形尺寸(宽×深×高): 595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高): 504×598×1570

有效容积(L): 430L 重量(kg): 129kg

报警系统: 有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:

疫苗稀释液用前降到2-8度更多型号产品规格参数: 型号 温度范围 容积 外部尺寸mm 内部尺寸 层架配置

FYL-YS-150L2-48 150L 595×570×870 520×440×655 3个层架 FYL-YS-230L2-48 230L 595×570×1200 524×440

×1090 FYL-YS-280L280L 595×570×1445 524×438×1223 5个层架 FYL-YS-310L310L 595×680×1293 513×530×

1184 FYL-YS-430L430L 595×680×1805 510×530×1585 7个层架 FYL-YS-828L828L 1267×680×1818 1160×585×

1250 8个层架 FYL-YS-1028L1028L 1267×680×2105 1160×585×1575 10个层架 FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-

YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-

YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-

YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-

YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L: 帮助*售后: 售后时间: 7*24 响应时间: 1小时 给予解决方案 紧急

售后: 售后时间: 7*24 响应时间: 1小时 给予解决方案 硬件替换 售后: 售后时间: 7*24 1、使用前检查电

源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放

置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。疫苗稀释液用前降到2-8度

交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求疫苗稀释液用前降到2-8度特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，有效节省使用空间。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。疫苗稀释液用前降到2-8度勤发发