

橡胶产品理化性能测试 甲醛含量检测

产品名称	橡胶产品理化性能测试 甲醛含量检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

检测项目：

适用性能：气密性、耐久性、耐液压、脉冲试验、导电性能、水密性、面料耐干摩擦色牢度等

耐候性测试：耐液体测试、老化测试（紫外、氙灯、碳弧灯、臭氧）、冷热冲击等

物理机械性能：击性能、撕裂性能、压缩性能、粘合强度、低温性能、密度、硬度、表面电阻率、介电性能、拉伸性能、冲耐磨性能、回弹性能

燃烧性能：烟密度、燃烧速率、垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷道丙烷燃烧、有效燃烧热值、总烟释放量

有毒有害物质：多溴联苯、多溴联苯醚、可溶性重金属、邻苯类塑化剂、甲醛、邻苯二甲酸钾类、REACH、Rosh等

重金属：铅、汞、镍、镉、铬、六价铬、总铬等

VOC(挥发性有机化合物)：甲醇、正丁醇、甲基异丁基酮、醋酸正丁酯、乙醇、苯酚、丙酮、乙酸乙酯、苯、甲苯、苯乙烯、2--二氯苯、环己酮、异佛乐酮、异丙醇、二氯甲烷、三氯乙烯、乙苯、苯乙酮、甲乙酮、正己烷、2-甲氧基乙酸乙酯、硝基苯、双(2-甲氧基乙基)醚、1,3,5-三甲基苯等

检测标准：

HG/T 2889 胶乳胶丝

HG/T 2866 橡胶护舷

GB/T 26121 可曲挠橡胶接头

GB 12953 氯化聚乙烯防水卷材

GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套

GB/T 21537-2008 锥型橡胶护舷

GB10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套

GB 9890-1988 医用输液橡胶瓶塞

GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套

JG 118-2000 建筑隔震橡胶支座

CB 993-1981 船用橡胶减震器保管与使用期的规定

GB 20688.4-2007 橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座

QB/T 1952.2-2011 软体家具 弹簧软床垫

HG/T 2866-2003 橡胶护舷

GB/T 5577-2008 合成橡胶牌号规范

HG/T 2289-2001 可曲挠橡胶接头

GB/T 20029 仪器、设备用橡胶隔振垫

HG/T 3747.1 橡塑铺地材料 第1部分：橡胶地板