

水性压敏胶不挥发物含量检测

产品名称	水性压敏胶不挥发物含量检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

水性压敏胶检测范围

水性压敏胶、热熔压敏胶、压敏胶带、丙烯酸压敏胶、医用压敏胶、有机硅压敏胶、聚异丁烯压敏胶、丙烯酸酯压敏胶、uv压敏胶、透明压敏胶带、铝箔压敏胶等。

水性压敏胶检测项目

成分检测、质量检测、含量检测、附着力检测、粘合度检测、软化点检测、不挥发物含量检测、残存单体检测、剥离强度检测、稀释稳定性检测、冰融稳定性检测、固含量检测、断裂伸长率检测、180剥离强度检测、持粘性检测等。

水性压敏胶检测标准（部分）

- 1、GB/T 22378-2008 通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶黏带
- 2、GB/T 22375-2008 压敏胶黏制品的制造、使用和回收导则
- 3、HG/T 5609-2019 石墨散热压敏胶粘片
- 4、ASTM D2860/D2860M-2017 纤维板在直角和恒定压力下压敏胶带粘性的标准试验方法

5、ASTM C1809-2016

保温蒸汽缓凝剂中压敏胶结密封接头的渗透试验用试件制备和结果报告标准实施规程

水性压敏胶检测方法

- 1、180°剥离和90°剥离试验主要用于测定胶粘制品对于较硬或较厚的被粘物的粘接力。180°剥离测试所得到的数据比90°剥离测试分散性小，操作上简便，故用得非常普遍，90°剥离则使用得较少。
- 2、T型剥离试验主要用于测定胶粘制品对于较软或较薄的被粘物的粘接力或两胶粘制品之间的粘接力。
- 3、圆筒型剥离试验与用于蜂窝夹芯板的爬鼓剥离试验类似，主要是用于测定胶粘带的快速解卷力。