

犬伤清创机 深层无痛清创 防感染

产品名称	犬伤清创机 深层无痛清创 防感染
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

春季预防狂犬病应做到

1、文明、科学养犬

对于养犬户，保护自己的爱犬的同时也是对自己的保护。饲养宠物的家庭应办理养犬登记证，及时主动给宠物接种疫苗，同时应圈养好自己的宠物，尽量避免爱犬与流浪犬或无主犬接触。

在外出遛狗时，应使用犬链、嘴套、犬笼等，以便控制犬类的活动范围和行为，避免犬伤人事件的发生。

2、保护自己，避免被狗咬伤

应避免接触野生动物和流浪动物，不要挑逗、玩弄猫、狗等动物，不要打扰在进食、睡觉或看护幼崽的狗，不要让动物舔舐皮肤伤口。不要接近那些拴着的狗和栅栏后面的狗。

如发现流浪犬、无主犬，应向当地限养办、动物收留站、公安、城管等部门报告。如发生一犬伤多人或发现可疑疯犬，除上述部门外，还应向当地疾控中心报告。

3、被抓伤或咬伤后要及时、规范处理

被狗、猫等动物咬伤后，及时正确处理暴露的伤口能有效预防控制狂犬病的发生。伤口可以采用“一洗二消三免疫”的方法进行处理。

“一洗”是指首先使用弱碱性创口清洗消毒液或20%的肥皂水与流动清水交替冲洗伤口15分钟左右。

进行彻底清洗之后，挤出进入伤口处动物的唾液，*大限度减少狂犬病毒进入体内的可能。

冲洗较深伤口时，可用注射器或高压脉冲处理器深入伤口深部，进行全面彻底的灌注清洗。

狂犬病暴露后处置两个目标

一预防狂犬病的发生;

二预防伤口发生继 发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。

· 犬伤清创机（医用创口冲洗机）适用于各种犬伤、擦伤、武器伤等外创新鲜创面，犬咬伤清创机是一款的伤口清洗设备。针对不同伤口，可选用不同流动液体清洗液（肥皂水、生理盐水等），彻底清洗伤口杂物，污血，有效减少伤口细菌、病毒数量。