

全自动加压冷热敷机-性能稳定 持久性工作

产品名称	全自动加压冷热敷机-性能稳定 持久性工作
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 产地:河南郑州 核心技术:航天级半导体控温
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

全自动加压冷热敷机TEMP220

半导体冷热敷机TEMP220使用科室：

- 1.骨科：对于骨科和外伤在24小时内采用加压冷敷证明是安全有效手段；受伤24小时后采用热敷治疗，可加速康复。
- 2.康复科：减少患者痛苦缩短术前等待时间加快术后恢复时间提高医院服务质量，有收费标准。
- 3.急诊科：急救中应对不同的伤口和疾病，需要掌握的急救措施是各有不同的，急救方法中冰敷是较为常用。
- 4.烧伤科：可以缓解患者的消肿止痛，促使血液循环，减少皮下出血，给患者带来意向不到的效果。

临床应用范围：

- 1.炎症的早期，促进炎症的吸收和消散；后期可使炎症局限，有助于坏死组织的消除和组织修复。
- 2.温热能使肌肉、肌腱和韧带等组织松弛，解除肌肉、如腰肌劳损、扭伤等。减轻深部组织充血，使局部血管扩张。对小儿、老年人及末梢循环不良的患者或危重病人进行保暖，以促进其血液循环。
- 3.针对扭伤、骨伤、关节手术出现肿胀、水肿、血肿、关节积血及积液。骨科手术前后、急性软

组织损伤，四肢骨折及关节术后的早期，肌肉损伤早期，闭合性骨折早期，急性软组织疼痛有明显改善效果。

4.遇到高热及长期发热病人，退热药无效时，多求助于全身冷敷，物理降温，其效果主要部位是头部、颈部、腋部、大腿根部、窝部等有大血管的部位。

5.针对面部手术后物理消肿止痛降温有显著疗效，全面提高术后恢复效果。