

加压冷热敷治疗仪-冷疗机-骨科康复助手

产品名称	加压冷热敷治疗仪-冷疗机-骨科康复助手
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 产地:河南郑州 核心技术:航天级半导体控温
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

加压冷热敷治疗仪-冷疗机-骨科康复助手

医学康复科是主要以改善各类疾病引起的功能障碍为目的的科室。目前主要包括神经康复，肌肉骨骼康复，心肺功能康复三大块。起步早的是神经康复。主要针对脑血管意外包括脑出血，脑梗死以及颅脑外伤，脊髓损伤所引起的偏瘫，失语，吞咽障碍，意识障碍等等进行康复治疗。心肺功能康复目前也得到了极大的发展，主要针对具有心脏系统疾病，肺功能障碍的病人进行相应的康复训练，以提高他们的心肺功能。改善他们的生活质量。而肌骨康复的话，常见的就是颈肩腰腿痛。

煜博脉动加压冷热敷机，通过把循环冷却水或温水输入与人体对应的8个部位水袋，促进局部血液循环、代谢、利于伤口愈合缓解肌肉，促进消肿、炎性物质吸收促进患者快速康复。采用间断、多种模式脉动加压改善微循环，加速肢体组织液回流，加速消肿，促进患者快速康复，预防静脉血栓的形成。煜博脉动加压的音乐疗法:音乐的频率、节奏和有规律的声波振动能引起人体细胞的共振，影响人的脑电波、心率、呼吸节奏等。有利于人体分泌活性物质，调节人体神经传导，提高大脑皮层的兴奋性，改善患者的情绪，消除紧张、焦虑、忧郁、恐惧等不良心理状态，提高患者应激能力。采用先进的智能温度控制及保护系统，防止误操作。对病人、产品起到有效的保护作用。

全自动加压冷热敷治疗仪法：打开操作界面，选择热敷模式，温度设置为38℃，时间设置为30min,压力治疗设置为持续模式，然后将冰囊包裹至患者关节部位。可促进患者局部血液循环、代谢，利于伤口愈合，缓解肌肉，促进消肿、炎性物质吸收

，可选配中药热敷，促进患者快速康复。

便捷的为全自动加压冷热敷治疗仪法。

其他几种冷热敷方法，准备时间长，步骤繁琐，使用过程比较复杂且温度不可控，很难达到预期的治疗效果。全自动加压冷热敷机告别按键式设计，采用10"彩色液晶触摸屏，一键调节温度，温度范围为4.0 ~ 42.0 ，满足临床对冷敷、热敷的需求。