

# 物理降温仪-便携式物理退烧仪

产品名称	物理降温仪-便携式物理退烧仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 1.冰袋和冰囊降温法

适用范围：高热病人（一般体温在39度以上）。

施予部位：腋窝、腹股沟及腘窝等血管丰富处。

放置时间：每次10-30分钟或遵医嘱，以免局部冻伤或产生继发效应。长时间使用者，应休息60分钟后再使用，给予局部组织复原时间。

注意事项：随时观察，保证冰袋、冰囊完整、无漏水、布套干燥，冰融化后立即更换。如有局部皮肤发紫、麻木及冻伤发生，立即停止使用。冰袋压力不宜过大，以免影响血液循环。腋下冰袋降温后30分钟后复测体温。

冷湿敷（冰袋降温、酒精擦浴）的应用禁忌：

血液循环障碍者；

慢性炎症或深部化脓病灶者；

组织损伤、破裂、水肿者；

对冷刺激过敏者；

昏迷、感觉异常、年老体弱者慎用；

禁忌部位：枕后、耳后、阴囊处、胸前区、腹部、足底。

高品质感受: 10.2寸智能化系统触摸屏实际操作,简约、简单易上手,具备合乎人体工学的升级外观设计;具备安全性、方便快捷的自动式自动控制系统,操作控制风险性智能提醒;外接摄像头对冷热敷温度与人体体温具备检验、报案作用,自动识别提醒水位线和少水,更安全方便快捷;多位置的冷热敷可充压气囊,合乎人体工学,更加舒适、安全系数高;冷热交替变换迅速方便快捷,快速降温、提温,多种多样应用方式,为用户给予高品质的体验感受。

自主开发电子制冷、制暖及其脉冲充压的技术取代传统式冷热敷方法,有效预防冻、。

该治疗新项目早就纳入《全国医疗服务价格项目规范》甲类合作医疗报销

河南清领诊治制造出来的“物理降温仪”采用电子元器件温控,五颜六色触摸液晶屏,工作温度可调可操控性,极端主义时间内保证设定的工作温度。机器设备配有工作温度非常高、非常低报警功效。红外感应温度感应器,能够实现智能监控系统患者体温变化。给患者一个舒服且安全性治疗生态环境。