

## 84消毒液检测 抗菌效果测试

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 84消毒液检测 抗菌效果测试                  |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司                      |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房 |
| 联系电话 | 13926218719                     |

## 产品详情

84消毒液检测报告项目：

外观、有效成分含量测定、稳定性试验、PH值测定、连续使用稳定性试验、金属腐蚀性试验、、模拟现场试验或现场试验、毒理学安全性试验铅、砷、汞的测定.

84消毒液检测方法：

用左手拿试纸盒，右手持2~4cm长度的试纸，将试纸浸入样液中沾湿后立即取出，3~30秒内与对照色卡比对，找出与试纸颜色相同或相近的颜色，色阶上标示的含量就是样液中有效氯或双氧水的含量。在100ppm以下时，双氧水与含氯消毒剂的显色状况相同。

EN16501997化学消毒剂和防腐变剂.用于食品、工业和研究所领域的化学消毒剂和防腐变剂的杀菌活性评定用定量悬浮。

EN13727 - 2003化学消毒剂评价对医学领域中使用仪器的杀菌作用的定量悬浮试验方法

JISL2801 - 2002抗菌加工制品 - 抗菌性试验方法和抗菌效果。

EN13624 - 2003化学消毒剂和抗菌剂.医疗器械用消毒剂的活性评定用定量悬浮试验.

84消毒液检测项目,84消毒液检测方法

消毒液检测标准：

GB14930.2-2012消毒剂卫生部

GB26366-2010二氧化氯消毒剂卫生标准

GB26367-2010胍类消毒剂卫生标准

GB26368-2010含碘消毒剂卫生标准

GB26371-2010过氧化物类消毒剂卫生标准

GB27947-2011酚类消毒剂卫生要求

GB27950-2011手消毒剂卫生要求

GB27951-2011皮肤消毒剂卫生要求

GB27952-2011普通物体表面消毒剂的卫生要求