

新时尚冰点美容仪器

产品名称	新时尚冰点美容仪器
公司名称	易齐达实业有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区
联系电话	86-02066697027 15360804390

产品详情

FE3002型E光机标配两个治疗头：

- 1，标准嫩肤治疗头：560-1200nm嫩肤祛斑强化冰电波拉皮眼部除皱治疗头。
- 2，标准脱毛治疗头：630-1200nm脱全身各部毛发。

E光治疗范围:

一.嫩肤头拉皮除皱头适用范围

取斑：雀斑、黄褐斑、晒斑、老年斑、、胎记及部分色素沉着。

暗疮：结疔型暗疮、粉刺性暗疮、过敏性暗疮.

红血丝：先天性红血丝、换肤后红血丝、红面、红斑、皮肤过敏及敏感.

嫩肤：收缩毛孔、去黑头、祛皱美白、祛除川字纹、鼻唇沟皱纹、美白、祛皱、收缩毛孔、改善粗糙皮肤、增强皮肤弹性、光嫩肌肤、雀斑、黄褐斑、日晒斑、老年斑、咖啡斑、老年斑以及色素沉着引起的色斑、红血丝、酒糟鼻、红斑、各种暗疮、粉刺、暗疮疤痕、拉皮紧肤、除皱、提升、塑形、美白、雀斑、黄褐斑、老年斑、及色素沉着引起的色斑、祛红血丝、红面、各种痤疮、除皱纹、粉刺等皮肤性溢脂痘类病变.

二.脱毛头适用范围

祛除腋毛、全身多余毛发,胡须、发髻线、比基尼部位、唇毛、四肢体毛.

E光治疗优势

- 1、*采用进口蓝宝石晶体，“半导体制冷控制系统，光头温度可调
- 2、*纯进口的蓝宝石导光晶体，光头终身使用，无须更换
- 3、*超强过滤系统和自动控温功能保障了治疗的安全、高效、快捷.
- 4、*全注塑外壳，防漏电、抗干扰，晶体系统更稳定.
- 5、*大水箱设计，散热效果更好，持续工作时间长.
- 6、*非介入无痛苦治疗，术后可当场洗脸化妆，不影响正常工作生活.
- 7、*带有水温检测系统，超过临界点，将自动发出警告。
- 8、*进口宝石晶体导光系统,冷却性能更好,更舒适,更持久。 .
- 9、*以色列*半导体冷却系统,给皮肤表皮提供-10度。
- 10、*多功能一体机:脱毛,嫩肤,祛斑.祛红血丝,祛皱纹，祛除色素，解决皮肤问题。
- 11、*治疗头按照人体工程学设计，更小巧，更方便，减少操作者疲劳。
- 12、*采用美国8倍大气压光源。
- 13、*外壳采用高纯度工程ABS塑料，防漏电，更安全。
- 14、*三大冷却系统*以色列*半导体+水冷+风冷，外加冷凝胶冷却，更科学。

E光（IPL+RF）部分参数：

*波长：祛血丝:430-1200nm 祛斑:530-1200nm 脱毛:640-1200nm

*主机尺寸：40cm × 48cm × 108cm *包装尺寸:45cm × 55cm × 115cm

*首脉宽（首脉冲）：1-30MS *首延时：1-30MS

*子脉宽（辅脉宽）：1-30 MS *子延时（辅延时）：1-30MS

*脉冲数1-15个 *频率（脉冲周期）：1S，
2S，3S

*计数器：主机计数 *光斑面积:10 × 40mm

*能量密度：1-50J/CM² *电源功率800W

*净重：31KG *毛重：42KG

*导入方式：光电耦合导入（IPL强脉冲光+RF射频电源）

*传输系统：宝石晶体导光系统 *电源：AC220V ± 10%,5A,50Hz（可选）

配110V , 50/60Hz)

本仪器免费保修一年(灯保两万次) , 终身维护。

联系人：赵俊刚

手机：15361754600

邮箱：gzlaser@hotmail.com

Q Q: 876007085

网站 <http://gzlaser.taobao.com>