

# 医用超纯水细菌总数检测微粒子测试

产品名称	医用超纯水细菌总数检测微粒子测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	医用超纯水:微粒子测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

超纯水又称UP水，是指电阻率达到18M<sup>Ω</sup>·cm(25℃)的水。这种水中除了水分子外，几乎没有什么杂质，更没有细菌、病毒、含氯二噁英等有机物，当然也没有人体所需的矿物质微量元素，也就是几乎去除氧和氢以外所有原子的水。可以用于超纯材料(半导体原件材料、纳米精细陶瓷材料等)应用蒸馏、去离子化、反渗透技术或其它适当的超临界精细技术的制备过程。

### 超纯水检测范围

电子级超纯水，工业超纯水，医用超纯水等。

### 超纯水检测项目

微粒子检测，电阻率检测，微生物检测，水质检测，标准离子含量，余氯检测，二氧化硅检测，微量元素检测，吸光度检测，细菌总数检测，硬度检测。

### 超纯水检测标准

1ASTM 4453-2011超纯水试样处理规程

2ASTM 5127-2007电子和半导体工业用超纯水的指南

3ASTM 7980-2015对半导体工业中超纯水瞬时样品阴离子进行离子色谱分析的指南

4JIS K0550-1994超纯水中细菌数的试验方法

5JIS K0551-1994超纯水中总有机炭(TOC)的试验方法

6JIS K0552-1994超纯水中电导率的试验方法

7JIS K0553-2002超纯水中金属元素的试验方法

8JIS K0554-1995超纯水中微粒子测定方法

9JIS K0555-1995超纯水中二氧化硅的试验方法

10JIS K0556-1995超纯水中阴离子的试验方法