

血液透析秤，电子轮椅称重 联网电子秤

产品名称	血液透析秤，电子轮椅称重 联网电子秤
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:楷亚 型号:SCS-YCH 量程:300kg
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

产品详情

血液透析秤，电子轮椅称重 联网电子秤

血液透析的目的之一是清除患者体内多余的水分，那么如何知道血液透析过程中脱出了多少水分呢？答案是——靠体重来计算，脱水量=血液透析前体重 - 血液透析后体重。，B超检查没有心脏扩大及心包、胸腔、腹腔积液等，除此之外，称体重还可用于监测血液透析治疗患者体内异常的体液积聚。

那么，称体重的数据可以根据患者自身情况合理设置干体重，如果设置过高，多余的水分排不出去，便积聚在身体中，容易出现血压升高、水肿等不适，重者可发生急性心功能衰竭甚至危及生命。相反，如果干体重设置过低，血液透析期间或血液透析后常发生头晕、恶心、呕吐、抽筋等低血压症状，不利于血液透析的进行，也不利于残余肾功能的保护。因此，设置合理的干体重后，患者应时刻监测自身体重。

透析秤是可以直接推轮椅车上去称重的，人可以坐在轮椅上面称重，也可以站上去称重，秤体称量：1~300kg精度：0.1kg, 牢固可靠的秤体配有加长的坡设计，可靠性帮助您进行准确计重。

透析电子秤标准配件有：

一、秤架

二、传感器

三、显示仪表

四、接线盒

平板或花纹钢板精工焊接，结构坚固耐用，表面喷砂处理，抗腐蚀性强

框架型结构更合理、可靠。

安全负载设计高达125%以上