

# 加压冷热敷机（加强版）-七种模式加压按摩抗栓

产品名称	加压冷热敷机（加强版）-七种模式加压按摩抗栓
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4-42 压力:2种模式 7级可调 功能:冷热敷、加压、音乐 体温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 加压冷热敷治疗仪-国产智能水循环医用控温仪

清领自动脉冲冷敷系统，通过把循环冷却水或温水输入与人体对应的8个部位水袋，促进局部血液循环、代谢、利于伤口愈合缓解肌肉痉挛，促进消肿、炎性物质吸收促进患者快速康复。采用间断、多种模式脉动加压改善微循环，加速肢体组织液回流，加速消肿，促进患者快速康复，预防静脉血栓的形成。

清领自动脉冲冷敷系统的音乐疗法:音乐的频率、节奏和有规律的声波振动能引起人体细胞的共振，影响人的脑电波、心率、呼吸节奏等。有利于人体分泌活性物质，调节人体神经传导，提高大脑皮层的兴奋性，改善患者的情绪，消除紧张、焦虑、忧郁、恐惧等不良心理状态，提高患者应激能力。采用先进的智能温度控制及保护系统，防止误操作。对病人、产品起到有效的保护作用。

### 冷热敷机适应范围

各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病，骨科各类手术的术前准备和术后治疗。 各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后治疗。

各类急性软组织疼痛的康复治疗

人工膝关节、髌关节等假体置换术后治疗。

急性软组织挫伤，急性滑膜炎，各类运动型损伤。 各类术后功能训练预防肿痛治疗，康复锻炼治疗

### 产品特点

技术:半导体制冷技术,清洁能源,可靠免维护

:温控技术,温度误差 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ , 温度范围 $10.0^{\circ}\text{C} \sim 42.0^{\circ}\text{C}$ , 满足临床对冷敷、热敷的需求。 高效:液体可循环,冷热量交换效率高

体验:人体解剖学设计冰囊,与关节贴合性强,冷热敷效果更优

冰囊采用医用高分子材质,可消毒重复使用

冰囊可透视x光线,材质柔软,舒适度更好

支持:多治疗方案可选,根据病患制定针对性治疗措施

可选中药包配合治疗,促进患者快速康复

安全:缺水、堵塞、水温异常等报警,多重安全防护

简易:采用7“彩色液晶触摸屏设计,界面简单清晰,极易操作