

# 北京玻璃仪器定制,实验室玻璃仪器取样瓶

产品名称	北京玻璃仪器定制,实验室玻璃仪器取样瓶
公司名称	北京盛坤海利科技发展有限公司
价格	169.00/盒
规格参数	品牌:其他 货号:10-20ml 容量:10-20ml
公司地址	北京市朝阳区金盏乡东窑村307号(注册地址)
联系电话	13381165756 18610930088

## 产品详情

北京玻璃仪器加工定制,北京盛坤海利科技发展有限公司,公司主打玻璃仪器,给客户配备实验室里各种实验台,通风柜,实验设备,玻璃仪器,实验耗材,化学试剂,如:全木实验桌,钢木实验桌,全钢实验桌,干燥箱,培养箱,箱式电炉,离心机,电电热套,水浴锅,电动搅拌器,磁力搅拌器,电子天平,分析天平等。加工各种规格的层析柱,冷凝管,四口烧瓶,三口烧瓶,锥形漏斗,蒸馏头,连接管,等等。同时销售标准各种玻璃仪器。如:容量瓶,烧杯,量筒,比色管,刻度离心管,和实验室所需各种实验耗材,如:手套,口罩,毛细管,硅胶管,硅胶塞,橡胶塞等等。

取样钢瓶可以在大钢瓶或者管线上采样,也适用于有毒化工液化气体产品的采集

1、取样时,带有一长一短双内管连通双阀门的瓶头,在瓶头上对应于长管和短管的各阀门上应作好标志。

2、冲洗导管和取样钢瓶:将取样钢瓶接到采样口的管线上,各连接处须严密不漏。通过打开或关闭控制阀和排出阀用待采物料充分冲洗导管。通过开或关控制阀、排出阀和进入阀充分冲洗取样钢瓶,取样钢瓶在冲洗前,可经连接在排出阀上的真空抽气系统进行适当的减压,以利冲洗顺利进行。

3、冲洗后的单阀取样钢瓶经连接在排出阀上的真空抽气系统进行适当减压后,通过打开或关闭控制阀和进入阀采满液体样品,冲洗后的双阀型采样钢瓶通过打开或关闭控制阀、进入阀和出口阀采满液体样品。取样钢瓶的采样方法:使用带有一长一短双内管连通双阀门瓶头的钢瓶,根据计算好的短内管长度,可采得预留容积为钢瓶容积12%~15%的样品。

#### 取样钢瓶注意事项:

- 1、 采样安全的各项规定，采样员应熟悉各种液化气的潜在危险及安全技术。采样时严防爆炸、火灾、窒息、中毒、腐蚀、冻伤等事故发生。
- 2、 采样时，采样钢瓶不能装满，通常只装至其容积的80%，严防试样中低沸点组分挥发和外界杂质进入样品中。
- 3、 采样区应有良好通风，远离火源。装有样品的采样器应防止高温、曝晒，存放在阴凉处。
- 4、 对极低温液化气体液氢、液氦的采样，应用特殊采样器。