

# 检测站用试剂双锁保存柜药店用小型药品冷藏柜

产品名称	检测站用试剂双锁保存柜药店用小型药品冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	66731.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-检测站用试剂双锁保存柜药店用小型药品冷藏柜每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-

满意是全体志行人大的心愿!检测站用试剂双锁保存柜药店用小型药品冷藏柜产品参数:

产品型号:FYL-YS-151L 产品种类:恒温 产品形式:立式 冷却/加热方式:风冷+发热丝 制冷剂:无氟制冷剂 噪音:42dB(a) 功率:120W 电源:AC220V, 50Hz 温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860 内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L 重量(kg):64kg 温度显示:LCD数字式 脚轮:有 止动底角:有 外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号:FYL-YS-281L 产品种类:恒温箱 噪音:46dB(a) 功率:160W

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L 重量(kg):99kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,检测站用试剂双锁保存柜药店用小型药品冷藏柜 产品型号:FYL-YS-431L 噪音:48dB(a) 功率:200w

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L 重量(kg):129kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:

福意联本着“质量,售后,发展”的精神,以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的

备品、备件、手册和相关资料齐全检测站用试剂双锁保存柜药店用小型药品冷藏柜更多型号产品规格参数:

型号容积(升)温 温 额定功率产品尺寸(长、宽、高) FYL-YS-138L138L4 38 8554\*42\*84cmF

YL-YS-150L150L2 48 100W59.5\*57\*86.5cmFYL-YS-230L230L160W59.5\*59\*121.5cmFYL-YS-280L280L59.5\*57

\*144.5cmFYL-YS-310L310L59.5\*69.5\*131.5cmFYL-YS-430L430L59.5\*68\*180.5cmFYL-YS-151L151L0 100 120

WFYL-YS-281L281LFYL-YS-431L431L200WFYL-YS-828L828L48 360W126.5\*68\*183cmFYL-YS-1028L1028L12

6.5\*68\*215cmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L

/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L  
/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-  
YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-  
YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时  
间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱  
无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁  
，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生  
事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器  
，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。检测站用试剂双锁保存柜药店用小型药品冷藏柜交货期承诺  
：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，  
我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求检测站用试剂双锁保存柜药店用小型药品冷藏柜特点  
内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，使温度在4~38度之间任意调控且恒定。高  
清度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-25 ~ 45 环境温度状况下  
仍能够保持箱内温度均匀稳定，控温精度高达 $\pm 2$ 。产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能，  
保证物品安全性。无噪音设计：噪音低于39dB(A)，采用压缩机制冷。采用风冷式结构，合理设计风道  
及风量，箱内温度均匀稳定。箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有  
效增大制冷面积，提高降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间  
。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。自动感应灯设计，透明保温双层钢  
化玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制检测站用  
试剂双锁保存柜药店用小型药品冷藏柜勤发发