

佛山药典纯化水检测 纯化水10项指标检测

产品名称	佛山药典纯化水检测 纯化水10项指标检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	99.00/件
规格参数	纯化水检测:纯化水10项指标检测 纯化水检测:药典纯化水检测 纯化水检测:佛山药典纯化水检测
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

广东省水质检测中心-华谨水质检测实验室提供-（纯化水检测、蒸馏水检测）、

《中国药典》是药品研制、生产、经营、使用和监督管理等均应遵循的法定依据。发布于2015年6月5日的

《中国药典》2015年版的名录中，包含了“[纯化水](#)

”、“注射用水”和“灭菌注射用水”三种水。下表为这三种水的标准要求：

名称	纯化水	注射用水	灭菌注射用水**
----	-----	------	----------

制备方法	饮用水经蒸馏法、	纯化水经蒸馏制得	注射用水按照注射
------	----------	----------	----------

离子交换法、反渗透的制药用水

剂生产工艺制备所

透法或其他适宜方

得

法制得的制药用水

pH值

4.4 -7.6

5.0 -7.0

硝酸盐

0.06 $\mu\text{g/mL}$

0.06 $\mu\text{g/mL}$

亚硝酸盐

0.02 $\mu\text{g/mL}$

0.02 $\mu\text{g/mL}$

氨

0.3 $\mu\text{g/mL}$

0.2 $\mu\text{g/mL}$

电导率 (25)

5.1 $\mu\text{S/cm}$

1.3 $\mu\text{S/cm}$

*

总有机碳

0.50mg/L

0.50mg/L

(500 ppb)

(500ppb)

不挥发物	10 mg/L	10 mg/L	
重金属	0.1 μg/mL	0.1 μg/mL	
细菌内毒素		< 0.25Eu/mL	< 0.25Eu/mL
微生物	采用薄膜过滤法处 理后， 100cfu/mL	采用薄膜过滤法处 理后， 10cfu/mL	依照无菌检测法不 得有细菌检出

*电导率25 μScm-1 时，使用离线电导率仪检测。标示装量不大于10 ml时，电导率不大于25

μ Scm-1；标示装量大于10ml时，电导率不大于5 μ Scm-1**

灭菌注射用水对于氯化物、硫酸盐、钙盐含量要求均为ppb级别