

日用陶瓷器检测报告如何办理？

产品名称	日用陶瓷器检测报告如何办理？
公司名称	贝斯通检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区星际家园8-9栋8-1821（注册地址）
联系电话	17688901138 17688901138

产品详情

检测周期/方式/费用

周期：一般3-15个工作日，可加急。

方式：可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

费用：具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测项目

变形检验、铅、镉溶出量测定、抗菌性、釉面维氏硬度测定、热稳定性测、吸水率测定、抗热震性测定、冰箱至微波炉、烤箱适应性检测、抗釉裂检测、吸水率测定、抗釉裂测定、透光度测定等。

检测范围

釉下彩日用瓷器、日用精陶器、普通日用瓷器、骨灰瓷器、玲珑日用瓷器、普通陶瓷和精细陶瓷烹调器等。

检测标准

GB/T 3297-1982 日用陶瓷器釉面维氏硬度测定方法

GB/T 3298-1991 日用陶瓷器热稳定性测定方法

GB/T 3299-1996 日用陶瓷器吸水率测定方法

GB/T 3300-1991 日用陶瓷器变形检验方法

GB/T 3534-1990 日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法

GB/T 3303-1982 日用陶瓷器缺陷术语

T/CCIA 0002-2018 易洁日用陶瓷器

T/CCIA 0001-2018 抗菌日用陶瓷器

GB/T 3298-2022 日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T 3303-2018 日用陶瓷器缺陷术语

GB/T 34253-2017 日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性检测方法

GB/T 34252-2017 日用陶瓷器抗釉裂检测方法

GB/T 3299-2011 日用陶瓷器吸水率测定方法

GB/T 3302-2009 日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则

GB/T 3300-2008 日用陶瓷器变形检验方法

GB/T 3298-2008 日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T 3534-2002 日用陶瓷器铅、镉溶出量的测定方法

DB21/T 3133-2019 日用陶瓷器具表面温度检测方法

DB21/T 3132-2019 白色日用陶瓷器具抗渗污性的测定方法

DB44/T 1073-2012 日用玻璃陶瓷器

QB/T 4780-2015 日用陶瓷器釉面维氏硬度测定方法

QB/T 4253-2011 日用陶瓷器抗釉裂测定方法

GB 3302-1982 日用陶瓷器验收、包装、标志、运输、储存规则

GB 3296-1982 日用陶瓷器透光度的测定方法

以上就是日用陶瓷器检测相关信息，仅供参考，更多检测问题请咨询客服。为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。