

河源汽轮机油新油检测 机油酸值检测单位

产品名称	河源汽轮机油新油检测 机油酸值检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:500ml以上 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

河源汽轮机油新油检测 机油酸值检测单位 华谨检测是专业提供油品化验，高分子材料、化工原料、环境领域检测分析服务的高新技术企业,是为各企、事业单位量身提供分析测试、技术咨询、质量管控等检测分析服务的第三方检测机构。我们始终奉行“团结、协作、共赢”的宗旨，为社会各界提供“专业、”的技术服务。根据现有实验设备开展针对橡塑材料、化工原料、金属及合金材料、油品、水质、土壤、固废、电子电工产品等的理化性能指标、可靠性、耐候性、有毒有害物质、成分含量、检测分析服务，还提有机材料的成分分析和配方研发等服务。

根据汽轮机油的作用特点，为确保汽轮机组的安全经济运行，汽轮机油必须具备：良好的氧化性；适宜的粘度和良好的粘温性；良好的抗乳化性；良好的防锈防腐性；良好的抗泡性和空气释放性。燃气轮机由于具有节能及动力大特点，在运转过程中，润滑油受到高热表面作用，与空气(烟气)相混，以相当大的速率泵送和循环，并处于高压下使用，因此，要求燃气轮机油比蒸汽轮机油具有更优良的高温氧化性和抗磨性。河源汽轮机油新油检测 机油酸值检测单位 河源汽轮机油新油检测

机油酸值检测单位 汽轮机油检测项目 牌号鉴定、倾点、运动粘度、闪点、中和值、机械杂质、酸值、液相锈蚀、破乳化度、水分、灰分、氧化性、抗氨试验 换油检测项目

运动粘度变化率、酸值增加、水分、破乳化时间、液相锈蚀试验、氧化性、抗氨试验、清洁度

汽轮机油检测项目 GB/T 28552-2012 变压器油、汽轮机油酸值测定法（B法）GB/T 7597-2007

电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法 GB/T 7600-2014

运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) GB/T 7601-2008

运行中变压器油、汽轮机油水分测定法(气相色谱法) GB/T 7602.1-2008

变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第1部分：分光光度法 河源汽轮机油新油检测 机油酸值检测单位

[湛江市冰冻鱼类检测 冰鲜肉类重金属化验](#)