

压力治疗系统-空气压力波治疗仪

产品名称	压力治疗系统-空气压力波治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 腔数:6腔 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

压力治疗系统（ Intermittent pneumatic compression, 简称IPC ）

是由包裹肢体的气囊、连接管及用于充气的主机组成的气体梯度压力系统。气囊被均分为四、六或十二个腔体，通过多腔气囊顺序充放气，形成对肢体和组织的循环压力，起到加速静脉血流速度促进淤血排空，生成搏动血流以改善微循环的作用，并能增加纤溶系统活性。

适应症：

预防深静脉血栓（ DVT ）形成

治疗淋巴水肿

糖尿病足

辅助康复治疗（手法按压）

肌肉酸痛疲劳等的缓解

美体塑形

什么是深静脉血栓（ DVT ）？

深静脉血栓（ DVT deep venous thrombosis ）：

深静脉血栓是指血液非正常地在深静脉内凝结，属于下肢静脉回流障碍性疾病。

临床表现：

只有10%-17%的患者具有临床症状

早期无明显症状 被忽视 引发肺栓塞可导致死亡9%-50%

形成环境：血栓的形成大都发生于制动状态（尤其是骨科大手术、脊髓损伤等）。

血栓一旦形成机化药物无效，手术有风险 预防方法与护理工作就显得尤为重要！

深静脉血栓（DVT）发展过程

血流缓慢，在静脉瓣后淤积

血栓沿着静脉向近心段伸展血栓脱落形成流动的栓子

预防深静脉血栓及肺血栓栓塞加速血流速度，消除血液淤滞；被加速的血液在静脉瓣后方不易形成涡流，对静脉瓣膜后方这一易形成血栓的部位进行冲刷，进而防止深静脉血栓的形成；加速的血流刺激血管内皮细胞释放EDRF（血管内皮舒张因子），该因子具有润滑血管壁，抑制凝血因子粘附的作用。

消除水肿

加快血液循环和淋巴循环速度，促使组织液快速向毛细血管内回流，进而快速消除水肿。