

## 保温柜室温一到 502 容积75L

产品名称	保温柜室温一到 502 容积75L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82867.00/件
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

### 产品详情

保温柜室温一到 502 容积75L公司说明：手术室净化公司验收标准有哪些？在安装手术室净化工程的时候，完成之后是要进行验收的，那么验收实验室净化工程的验收标准有哪些呢？下面我们可以了解一下。手术室净化工程验收需要遵循相关标准和流程，以保证工程验收合格，保证正常使用。手术室净化空调系统的调试工作是工程验收阶段不可少的一项重要工作。通过调试可以及时发现施工中存在的一些缺陷并及时进行整改和修补，调试对设计图纸也是一个重要的验证过程。手术室净化工程中洁净室和空调送回风管道应在安装优良过滤器前达到清洁要求，净化空调系统必须连续空吹12小时以上，空吹后再对送回风管和空调机组内部进行清扫和擦洗干净。手术室净化工程竣工后建设单位应组织医疗部门、使用洁净室的相应科室、设计和施工单位依照工程设计文件和《医院洁净手术部建筑规范》(GB50233-2002)、《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2002)和《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)等有关施工质量验收规范对洁净室进行严格的质量验收，并应委托有资质的第三方检测单位对洁净室内洁净度对照设计文件和有关标准规范进行检测。

保温柜室温一到 502 容积75L说明：

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《医院洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备。北京福意联注于医用恒温设备22年，为手术室净化工程提供优良的产品，为广大医院解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在各大医院广泛使用。

保温柜室温一到 502 容积75L使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80℃，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----  
-----保温柜室温一到 502 容积75L参数：

北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家专业从事实验室、医疗设备、经营、销售及售后的高科技企业，为医疗，实验室，科研、化工，，检测等提供业、完善、高质量的产品及的、售后。公司力争以新、优、全的产品，让您的选择、使用、售后一气呵成！公司按现代公司制度规范公司行为，坚持“质量优良，用户至上”的原则，和“锐意创新，精益求精”的精神，用自己不懈的努力和智慧为客户提供高质量的产品。

保温柜室温一到 502 容积75L