

无尘级高品质红色离型膜 PET薄膜

产品名称	无尘级高品质红色离型膜 PET薄膜
公司名称	深圳市金恒晟科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PET薄膜 类型:单面膜 厂家(产地):深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道人民路房管综合大楼618号
联系电话	13322990515

产品详情

材质：PET薄膜
离型力：3 - 250克
宽度：1180 (mm)

类型：单面膜
型号：JHS4Y06S
拉伸性能：大于185

厂家(产地)：深圳
厚度：0.075 (mm)
颜色：红色

产品名称：红色离型膜

产品厚度：75um

产品规格：1200mm*500m

产品结构：红色（中国红）pet（聚对苯二甲酸乙二醇酯）+ 离型涂层

剥离力：3-250克（可按客户要求生产）

特理特性：

物理性质	指标 (nameofindex)	指标值 (targetedvalue)	单位 (unit)
	颜色 color	蓝色	\
	抗张强度 tensilestrength	140	mpa
		140	
	断裂伸长率 elongation atbreak	90	%

	td	90	
热收缩率150 *30min thermalshrinkage	md	0.6	%
	td	0.6	
雾度 haze		88	%
透光率 transmittance		30	%
残余粘着力 remainderadhesionplaquerate		90	%
毒副性和安全性 toxicityandsecurity		无毒、安全 bisphenol- afree,phthalatefree,pvcfree	\

产品特性：红色离型膜由红色 p e t 膜为基材，在其表面涂覆离型物质而成；薄膜表面平整光洁、无折皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷；该产品具有优良离型稳定性、离型层符着力好、耐高温性好、厚度公差小、热收缩率低、柔韧性好等优点；

测试：

定义剥离力是在一定条件下将压敏材料从标准测试板上以一定角度、一定速度剥离时所需的力，分别在压敏材料与标准测试板贴合20分钟及24小时后进行测试，后者称为永久剥离力。

测试仪器拉力测试仪或者类似仪器，其夹具能以180°剥离压敏材料，剥离速度300mm/min，精度+2%，测试板用玻璃或者表面光滑的不锈钢制成。

一只标准的压辊（2kg）。

测试样品应是从有代表性材料上取下来的测试条，宽度为25mm,沿仪器方向至少长200mm，切口干净平直，每种材料应至少取3条进行测试，测试胶带使用tesa7475。

测试条件温度23 ± 2 ， 50%rh ± 5%rh。

测试步骤把tesa7475胶面朝下，用轻微指压将胶条贴于清洁的测试板上，用压辊大约以10mm/秒的速度来回各压2次，使胶面与测试板紧密接触。（测离型膜需要对拉或者把离型膜固定在测试板上）

在测试条贴ok后，放置20分钟后再测，如需要测试永久剥离力，需要放置24小时。

调试剥离角度为180°，设置速度为300mm/min，开机运行测试。

测试结果剥离力用n/25mm表示（1kg=9.81n），对各测试条取平均值，贴合时间为20分钟或者24小时。