

# 汗蒸房-家用汗蒸房-移动汗蒸房 汗蒸房材料 承建

产品名称	汗蒸房-家用汗蒸房-移动汗蒸房 汗蒸房材料 承建
公司名称	天津劲步科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区 八里台工业园区 丰泽一大道
联系电话	022-28554268 15802225420

## 产品详情

李小姐：一五八零二二二五四二零 QQ：二六零一八零二九七八 保健功效 一、最显著的一点就是美白肌肤，改变皮肤肤质，增强皮肤弹性，延缓衰老，尤其女士最为明显，蒸过几次后就会使肌肤光滑细嫩；二、具有消除赘肉、驱减脂肪、润白皮肤、健美修形的作用，对于减肥也有显著疗效；三、电气石持续释放出的天然负离子能使人体完全放松，舒缓紧张情绪、减轻压力，有镇定、安神作用；四、加速体内血液循环、打开毛孔，打通身体内环境，彻底排出身体污物；五、激活身体休眠细胞，增强人体免疫力，促进伤口愈合；六、加强气管、支气管及肺部功能，对脱敏、排痰有良好的作用；七、排出汗水和积聚在体内的毒素，能够减轻关节炎、肠胃病、慢性支气管炎等症状；八、增加身体基础代谢，降低血糖、胆固醇、甘油三脂，增加运动耐力；九、抑菌、促进肌体修复与再生功能；十、改善酸性体质及治疗都市人群亚健康状态，对睡眠及神经衰弱有很好功效。十一、抑菌、促进肌体修复与再生功能。十二、改变皮肤肤质，增强皮肤弹性，延缓衰老。十三、改善酸性体质及亚健康状态。十四、有塑身美体的功效。调整酸性体质:排除引起疲劳和老化的乳酸、游离脂肪酸、引起痛风的尿酸等有碍新陈代谢的酸性物质。平衡人体酸碱度,当体液呈弱碱性时身体健康,反之体液长期呈弱酸性,内脏功能就不正常,新陈代谢迟钝,各种疾病也会随之产生。恒定的体液酸碱平衡是保持细胞正常代谢的重要条件,而决定体液酸、碱度的一个重要条件:氢离子浓度降低,使体液呈弱碱性,从而达到人体的酸、碱度平衡。排毒作用:人体内积累了大量的毒素,如钠、酒精、尼古丁、胆固醇、致癌重金属离子等(镉、铅、锌、镍),低温排汗最有效的排毒方法。电气石锗系碳加热板发出的光子能量在低温环境下大量出汗,把人体内积累的大量毒素及化妆品残留物等随汗排出体外,通过刺激汗腺来提高皮肤的透气性,发挥解毒和自洁能力。对产后恢复作用:众所周知,女性由于生儿育女,大多数人会在产后出现头痛、腰痛及关节痛等诸多病症,若不及时治疗,将对健康产生影响,所以民间常采用喝中药加盖几条棉被发汗的原始方法,此方法最大的缺陷是发汗不全面而且比较痛苦。经电气石锗系碳加热板在低温环境下出汗,能使产妇在38 - 42 时全身各处均匀透彻发汗,促进血液循环,增加免疫能力,预防各种疾病的产生,若已伴有疼痛,适当增加汗蒸次数,以求尽快消除病症。六大功能:

- 1、释放远红外线,疏通经络,改善人体血液循环系统和微循环系统; 韩式汗蒸房
- 2、释放负氧离子,对抗自由基,活化细胞、净化血液,平衡人体酸碱度;
- 3、释放0.06mA的微电流,调节细胞生物电活性,补充和平衡人体生物电;

4、形成永恒的能量场，有效阻断电磁波、水脉波等有害辐射对人体的侵袭；  
5、含有多种矿物质（Mg、Fe、B、Si、Ca等），有效调节人体营养素的平衡；6、以活化细胞为基础，以治“本”为主，综合调节，具有预防疾病和辅助治疗的作用。使用方法:汗蒸房温度控制主要分为地热温控系统，墙体温控系统1、先合上汗蒸房电源总闸。2.地热温控器系统一般都设置好无需人工启动，系统自动感应。3、拧开汗蒸房墙体加热系统温控钥匙，看温控显示表，温差应该保持在38-43度之间。4、室温达38 左右，即可进入室内汗蒸；5、汗蒸房温度在38 -43 为最佳；6、汗蒸时间40-60分钟。7、镇定、安神、提高呼吸器官功能、活化人体单元细胞和处进人体单元细胞的吸收营养及排泄功效和作用

。