

# 药品用什么加温 医疗保温箱

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 药品用什么加温 医疗保温箱                |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                   |
| 价格   | 76454.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>产地:北京<br>运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京                           |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736     |

## 产品详情

-药品用什么加温 医疗保温箱福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的，一人才，的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业！药品用什么加温 医疗保温箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式  
冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz  
温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634  
有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警  
产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W  
外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215  
有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警  
、温度报警;药品用什么加温 医疗保温箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w  
外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570  
有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg  
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：  
一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。药品用什么加温 医疗保温箱更多型号产品规格参数：设备型号温控范围标配层架箱体尺寸mm0-100 宽温设备FYL-YS-151L0~100 4个层架595\*565\*860FYL-YS-281L0~100 5个层架595\*565\*1440FYL-YS-431L7个层架595\*675\*17952-48 恒温设备FYL-YS-150L2~48 3个层架595\*570\*865FYL-YS-280L2~48 595\*570\*1445FYL-YS-430L595\*680\*1805FYL-YS-230L3个层架595\*590\*1215FYL-YS-310L595\*695\*1315FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售

后：售后时间：7\*24h、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。药品用什么加温 医疗保温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求药品用什么加温 医疗保温箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。药品用什么加温 医疗保温箱勤发发