

双门药店药品阴凉柜（GCP药房用）

产品名称	双门药店药品阴凉柜（GCP药房用）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:实验室冷藏 温度:10-25
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

双门药店药品阴凉柜（GCP药房用）简单介绍，福意联凭借对恒温十多年的潜心研究和各应用域成功经验的积累以及始终如一创新精神，我们始终坚持为客户提供经济、可靠、便捷的标准化产品以及的恒温系统解决方案。恒温设备广泛应用于石油、石化、化工、冶金工业、煤炭工业、制药工业、汽车工业、塑料工业、玻璃工业、食品工业、电子工业以及等。

- 1，使用微电脑温控系统，保持箱内温度，LED液晶数码显示。
- 2，智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
- 3，陶瓷复合加热技术，加热速度快，均匀恒温效果好。
- 4，内置温感，显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。
- 5，三层高强度中空玻璃，保温效果好。
- 6，高温报警、低温报警、传感器故障报警等。
- 7，可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。
- 8，采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 9，安全门锁，箱内照明，宽电压带。

双门药店药品阴凉柜（GCP药房用）特征（选配） 不受环境温度影响的均匀贮藏温度微电脑控制电子传感器可很好控制箱内温度，并将信息反馈给微电脑，从而将温度优良控制为预定值。风扇可确保空气循环，在频繁开门后进行箱体自上而下的温度均匀性控制。控制器易于校准、性能可靠稳定，使验证简单。

出色的冷却性能采用品牌设计和开发的优良全封闭压缩机，提供快速冷却，从而确保温度的稳定。令人放心的循环除霜系统凭借福意联循环除霜系统，检测除霜水平，在压缩机处于“关闭”循环期间进行自动除霜。此类除霜仅在需要时进行，因此可进一步防止贮藏物品的温度出现不必要上升。除霜加热器也可作为防止样品冻结的紧急加热源。

HFC制冷剂和隔热材料采用无氟制冷剂，符合要求的隔热材料。 人机工程学设计福意联采用人机工程学设计，可通过大型玻璃窗清楚地观察到所贮藏的物品，方便物品存取。用户可以从两款类型中选择适合他们需求的保存箱：一款全部采用漆包钢丝搁架设计，另一款则在一侧采用滑架设计。安全是福意联始终坚持的一项标准。即使是采用优良设计的保存箱，也必须为意外情况做好准备。

箱体结构观察窗上贴有保护膜，可防止玻璃打碎时散落到地板上。门则有钥匙锁定。 控制安全装置采用视听双重报警，提醒您注意高低温状况。如果内部温度异常上升，电路保护装置会自动关闭风扇电机或加热器。 多项报警及安全装置低/高温听双重报警，门检查、断电报警。 双门药店药品阴凉柜

(GCP药房用) 温馨提示：我们为您提供产品的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息；此条信息有限，只能显示1-3种型号；如果没有适合您的产品请咨询，您可以直接联系我们获取产品的具体资料。