

# 物理降温仪-彩色触摸屏 搭配音乐治疗

产品名称	物理降温仪-彩色触摸屏 搭配音乐治疗
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 物理降温仪-彩色触摸屏 搭配音乐治疗

少数人甚至出现了发烧的症状。有些患者一发现体温升高，就会服用一些退烧药，认为出上一身汗，病也就好了。这样做至少有3个弊端。首先，发热本是人体的保护性反应。发热时，体内抗体生成增多，白细胞吞噬作用和肝脏的解毒功能增强，有利于机体消灭入侵的病原体。此时若盲目服用退烧药，反而会影响疾病痊愈。

其次，多种疾病均可引起发热。发**低烧**可能只是感冒的症状，但若长期在午后发低烧，则可能是**结核病**

的征兆。2003年非典期间，确有些患者因为盲目服用退烧药而耽误了治疗。因此，从方便医生及时确诊的角度来看，患者也不宜过早服用退烧药。

因此，患者发热后不宜过早服用退烧药，如体温不超过38℃，还可以观察一段时间，如体温较高，特别是超过39℃，应首先去医院就诊，明确病因后再用药。

需要强调的是，小儿体温过高时容易出现惊厥，因此要采取更为积极的措施，如果体温超过38.5℃，即可采用酒精擦浴或外敷冰袋的方法进行降温，以防不测。

LF-630便携式儿童物理降温仪采用航天级半导体制冷技术，结合智能温控系统和全自动循环原理，可实现对患者恒温可持续循环式冷敷，恒温持续的物理降温带走发热患者热量，为发热患者治疗开启高效、安全、便捷的防护措施。

【快速启动】能在极短时间内快速启动。

【及时降温】及时采取有效降温措施对小儿疾病的转归有十分重要的意义。世界卫生组织建议，发热应选物理降温。

#### 使用小贴士

建议只为常规发热病人使用，对于超高热或者重症高热昏迷的患者，建议采用其他治疗措施。

在临床应用中不替代药物降温，一些由于病原体感染或致病原造成的发热患者，可联合药物降温，治疗效果更佳。

通过冷量交换，带走患者局部热量，是一种辅助性治疗措施。一旦停止物理降温，断开冷热量交换，患者温度可能会回升，属正常现象。

使用物理降温仪不是单纯的把发热患者体温降下来，而是通过冷热量交换，带走热量，预防一些高热引起的并发症的发生(如抽搐、FC高热惊厥等)。