

小型箱式冷水机定制常见故障的分析

产品名称	小型箱式冷水机定制常见故障的分析
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

小型箱式冷水机定制作为一种实验常用的实验仪器，可与多种仪器(化学反应釜等)配套使用。在仪器使用过程中，由于使用不当或者日常维护为题，经常会出现一些这样那样的故障问题，那么碰到这些问题，我们该如何处理呢？

- 1、小型箱式冷水机定制制冷量大，制冷速度快，可提高了工作效率，流量可调亦可定制，满足不同用户的实际需要，根据用户要求在低温与制冷量，低温与容器量之间合理搭配。
- 2、小型箱式冷水机定制故障无温度显示，检查线路板连接线是否脱落，传感器是否脱落，线路板上是否

被溅水。后续解决方法，应插好连接线，晾干线路板后开机。

3、小型箱式冷水机定制不制冷或制冷速度慢，检查系统是否有泄漏，是否有脏堵的现象。

4、小型箱式冷水机定制是否堵塞，电源箱是否脱落，阀门是否打开，循环泵内是否有结冰现象。检查连接线，排除堵塞现象，打开阀门看问题出在哪里。

5、漏电保护器保护，保险管熔断，电源相序接错，及时调整两根火线的位置，更换保险管，漏电保护器复位。

6、实际上，实验人员平时应加强实验仪器的日常维护和保养，不但能够延长仪器的使用寿命，还可提高利用效率。