扫码式犬伤清创机-犬伤弱碱性皮肤黏膜冲洗液

产品名称	扫码式犬伤清创机-犬伤弱碱性皮肤黏膜冲洗液
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

狂犬病是一种急性传染病,几乎所有动物都有可能得狂犬病,并且人畜共患,但狗是*主要的狂犬病毒宿主。

当然,还有猫、老鼠和蝙蝠都有可能会成为狂犬病毒的宿主,一旦得了狂犬病,发病率几乎是百分百, 而且目前尚未研究出有效的治疗方法。

病毒的侵入-病毒停留在伤口附近横纹肌细胞内缓慢繁殖10天或更长

病毒的运动-由外周神经进入中枢神经:每天12 - 100mm速度转运,到达中枢就不可逆转

病毒的扩散-病毒从中枢神经向各器官扩散

规范冲洗伤口的要求:任何一次暴露后均应首先、及时、彻底进行伤口处理。

创伤是因各种机械性外力作用于机体组织或器官而引起的软组织开放性损伤。犬的创伤多由互相撕咬争 斗而发生咬创和裂创;尖锐物体可形成剌创;由锐利的刀片等或砍劈类物体能发生切创或砍创;由钝性 物打击则形成挫创;由车轮碾压或重物挤压而形成压创。

伤后经过时间较短的创伤称新鲜创。发生创伤后一般都有如下特点: 是有裂开的伤口,因而形成创围、创缘、创壁、创腔、创口。当创腔呈管状时称创道;当创底浅在露于空间的伤面叫创面;若仅皮肤表皮被破坏则称为擦伤。 第二,出血及组织液外流,根据损伤血管的种类不同,可分为动脉、静脉、毛细血管和实质性出血,临床上多为混合性出血。 第三,创伤疼痛,疼痛的程度取决于损伤部位和动物种类。

损伤部位神经分布越密集则疼痛越重;对疼痛反应敏感度由强到弱的顺序为猫、犬、马、牛、羊、猪、禽。

第四,有些创伤可引起运动失调或麻痹等机能障碍。第五,较严重创伤可引起全身反应。 伤后经过时间 较长的创伤称陈旧创。根据有无感染可分为感染创、污染创、保菌创等。感染创一般有明显的脓汁从创口流出或者在创面上形成脓痂。感染创有时可出现体温升高和白细胞增数等全身症状。

产品简介

医用创口冲洗机(多功能清创机)适用于各种犬伤、擦伤、武器伤等外科新鲜创面,犬咬伤清创机由西安交大、中科院光机所、第四军医大学、西安蓝茗医疗联合研发,是一款的伤口清洗设备。针对不同伤口,可选用不同流动液体做为清洗液(肥皂水、生理盐水等),彻底清除伤口杂物,污血,有效减少伤口细菌、病毒数量。

国内现状:

"我国养犬数量超过一亿,每年因犬咬伤而注射狂犬病疫苗的超过1200万人。每年老百姓的狂犬病疫苗 免疫和免疫球蛋白支出就超过50亿元。"-------狂犬病专家、军事科学院军事医学研究院--涂长春

法定报告传染病中狂犬病死亡人数仅次于艾滋病和肺结核;狂犬病疫苗每年的批签1,200-1,600 万人份,位列国内前20

大产值疫苗品种**,遥遥领先其他疫苗使用市场。------摘自《中国狂犬疫苗市场调研与投资研究报告》

中国宠物行业规模在2017年达到1,340亿元,在2015年至2025年期间将保持年均30.9%的高增速发展,但同时多地市犬伤门诊量每年增长也在20%以上。-------《中国宠物行业白皮书》