

加压冷热敷治疗仪-彩色触摸屏 冷热敷双系统控制

产品名称	加压冷热敷治疗仪-彩色触摸屏 冷热敷双系统控制
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4-42 压力:2种模式 7级可调 功能:冷热敷、加压、音乐 体温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

冷疗具有以下的一些作用：控制炎症扩散，可以使皮肤血管收缩，局部血流减少减慢，限制炎症扩散；减轻疼痛；还能够降低神经末梢的敏感性，降低血管的通透性，减轻组织充血水肿的状态，而使疼痛减轻。减轻局部充血或者是出血，能够使毛细血管收缩，血量减少，血流速度下降，从而减轻局部组织的充血、出血；能够降低体温，冷疗直接与皮肤接触，通过传导蒸发等物理作用来降温。

冷疗是利用低温的介质接触人体，使之降温以达到治疗疾病的一种物理治疗方法。冷疗在临床上的主要目的，包括止血、止痛、抗炎等。但需要注意的是，冷疗要在医生的指导下进行，避免自行操作。

一、目的：

- 1、止血：冷疗可以使局部血管收缩，减轻局部充血或出血，常用于局部软组织损伤初期、鼻出血、扁桃体拆除后的止血等；
- 2、止痛：冷疗可以降低神经末梢的敏感性，减少渗出，减轻局部组织的张力，从而达到减轻疼痛的目的；
- 3、抗炎：临床上主要用于急性关节扭伤早期、牙痛、烫伤等疾病，冷疗可以减少局部血流，降低细菌的活力，从而控制炎症的扩散，常用于炎症早期的治疗；
- 4、其他：冷疗还可以用于降低体温，如果患者体温过高，为了及时地降低体温，也可以采取冷疗。

二、注意事项：

在冷治疗前，需要对病人说明冷疗的正常感觉和可能出现的不良反应。同时在采用冷疗治疗时，应防止

过冷引起冻伤。在进行治疗时要注意非治疗部位的保暖，防止病人受凉感冒。此外，用喷射法进行冷疗时，不要直接喷射于面部，以免造成眼、口、鼻、呼吸道的冷冻伤。

全自动加压冷热敷治疗仪

加压冷热敷机是一种全新的冷敷和脉动加压相结合的医疗设备。设备采用全自动半导体制热冷，脉动循环加压，噪音小，压力、温度、时间可控，全自动恒温，配备多款适应人体各个部位的专户型冰囊。加压冷热敷治疗仪特点新科技：采用全自动半导体制冷，热系统，制温速度快，免维护，对环境没污染。操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。工作时间：可长时间不间断连续工作，可持续工作四天四夜**。功能强大：冷敷，热敷，脉动，加压力于一体。适用范围广：各种外伤，骨伤，发热，发烧，疼痛肿胀等患者。自动化程度：液位探测装置，超限，超时，过载，过压，超温，缺水自锁保护装置。保护功能：采用进口元件，性能稳定，免维护，易操作。