

# 多功能超声清创机 清创仪 慢创清创系统

产品名称	多功能超声清创机 清创仪 慢创清创系统
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 多功能超声清创治疗机

慢性创面诊疗：应用现代慢性创面修复理念及技术进行慢性创面的诊疗，应用再生医疗技术唤醒人体组织及皮肤的再生能力，实现皮肤组织的原位再生，使更多的慢性创面患者避免了因植皮引起的二次损伤，创面修复更轻松，过程更生理，修复后更美观。

产品优势： \*\*数字控温技术适合不向温度要求的伤口

负压吸引技术可自动吸收废液,溢出自动停止

高压脉冲冲洗技术扇形水流.冲击力强,适合大面积急救清创

造型优雅，可触摸彩色屏幕临床应用

适用于各种伤口

慢性伤口：

糖尿病足

各种溃疡（如神经性、缺血性、压迫性溃疡等）

褥疮

窦道、瘻道

## 坏死性筋膜炎

急性伤口：

意外创伤（如犬咬伤、爆炸伤、擦伤）

感染伤口

烧伤

手术伤口

整形整容伤口

超声清创的显著优势：

快速、安全、清创效率高。

破坏并去除生物膜和细菌。

去除失活组织。

不损伤新生健康组织。

与常规清创相比疼痛感低。

有助于创建干净的伤口床。

促进生长因子的释放，加速愈合。

操作简单，医生和护士均可使用。

对于慢性创面来讲，坏死组织并不是为一阻碍创面愈合的因素，无生机组织、过度增生组织、大分子物质、菌生物膜等均对愈合有不利影响。当组织中细负荷过高时，伤口愈合明显变慢。多功能清创机通过对这些不利因素的去除，使慢性创面环境转变为“急性创面”，重新刺激创面愈合过程的启动，使细胞因子能够好的和局部受体结合，同时也将老化的细胞从创周去除，重新启动正常的上皮爬行并上皮化的过程。

多功能清创机具有快速脉动压力清创和超声波清创及废液回收三位一体之功能。多功能清创机又称多功能清创仪，由脉动压力清创机和超声波清洗机构成，还可选配清洗液预热、负压吸引等功能。该多功能超声清创机结构合理，操作简单，实用性强，适用于各级医疗机构对人体可直接接触的污染与感染部位的冲洗治疗和负压引流。具有快速脉动压力清创和超声波清创及废液回收三位一体之功能；大面积冲洗速度快捷、方便，大大缩短清创时间，细微处也会得到清除，加快创口愈合；不会发生二次污染，固体杂物和液体污染被同时清除，冲洗后污水易回收，便于集中处理。明显优于传统的创面处理方式，大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦。