

橡胶防老剂检测

产品名称	橡胶防老剂检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13378656801

产品详情

检测项目

N-1,3-二甲基丁基-N'-苯基对苯二胺(6PPD)：外观、结晶点、加热减量(70 ±2)、灰分(750 ±25)、纯度(GC法)；2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合物(TMQ)：外观、软化点、加热减量(55 ±2)、灰分(750 ±25)、乙醇不溶物含量、异丙基二苯胺含量、二、三、四聚体总量、伯胺含量；2-巯基苯并咪唑(MBI)：外观、加热减量(100 ±2)、灰分(750 ±25)、筛余物、纯度(HPLC)；2-巯基-4(或5)-甲基苯并咪唑(MMBI)：外观、加热减量(100 ±2)、灰分(750 ±25)、筛余物、纯度(HPLC)；N,N'-双(1-甲基丙基)对苯二胺：外观、加热减量(70 ±2)、灰分(750 ±25)、纯度(GC法)；N-(1,3-二甲基丁基)-N'-苯基对苯二胺和N-(1,4-二甲基戊基)-N'-苯基对苯二胺复配物(6PPD/7PPD)：外观、有效组分(GC法)、6PPD含量(GC法)、7PPD含量(GC法)、灰分(750 ±25)、黏度(75)、加热减量(68 ±2)；N,N'-双(1,4-二甲基戊基)-对苯二胺(77PD)：外观、纯度(GC法)、加热减量(68 ±2)、灰分(750 ±25)、黏度(25)；N-(1-甲基庚基)-N'-苯基对苯二胺(8PPD)：外观、8PPD纯度(GC法)、4-氨基二苯胺含量(GC法)、加热减量(68 ±2)、灰分(750 ±25)；N-(1-甲基庚基)-N'-苯基对苯二胺和2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合物复配物(8PPD/TMQ)：外观、8PPD含量(HPLC法)、二聚体、三聚体含量(HPLC法)、黏度(25)、加热减量(68 ±2)、灰分(750 ±25)；2,4,6-三-(N-1,4-二甲基戊基-对苯二氨基)-1,3,5-三嗪：外观、纯度(HPLC法)、加热减量(68 ±2)、灰分(825 ±25)、初熔点；N-(1,4-二甲基戊基)-N'-苯基对苯二胺(7PPD)：外观、纯度(GC法)、4-氨基二苯胺含量、加热减量(68 ±2)、灰分(750 ±25)；N-(1,4-二甲基戊基)-N'-苯基对苯二胺(7PPD)：外观、纯度(GC法)、4-氨基二苯胺含量、加热减量(68 ±2)、灰分(750 ±25)；

检测标准

GB/T 21841-2019 橡胶防老剂 N-1,3-二甲基丁基-N'-苯基对苯二胺(6PPD)GB/T 8826-2019 橡胶防老剂 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合物(TMQ)HG/T 5262-2017 橡胶防老剂 2-巯基苯并咪唑(MBI)HG/T

5261-2017 橡胶防老剂 2-巯基-4(或5)-甲基苯并咪唑(MMBI)HG/T 5258-2017 橡胶防老剂
N,N'-双(1-甲基丙基)对苯二胺HG/T 4898-2016 橡胶防老剂
N-(1,3-二甲基丁基)-N'-苯基对苯二胺和N-(1,4-二甲基戊基)-N'-苯基对苯二胺复配物(6PPD/7PPD)HG/T
4897-2016 橡胶防老剂 N,N'-双(1,4-二甲基戊基)-对苯二胺(77PD)HG/T 4896-2016 橡胶防老剂
N-(1-甲基庚基)-N'-苯基对苯二胺(8PPD)HG/T 4895-2016 橡胶防老剂
N-(1-甲基庚基)-N'-苯基对苯二胺和2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合物复配物(8PPD/TMQ)HG/T
5083-2016 橡胶防老剂 2,4,6-三-(N-1,4-二甲基戊基-对苯二氨基)-1,3,5-三嗪HG/T 5075-2016 橡胶防老剂
N-(1,4-二甲基戊基)-N'-苯基对苯二胺(7PPD)HG/T 5075-2016 橡胶防老剂
N-(1,4-二甲基戊基)-N'-苯基对苯二胺(7PPD)