

神外甘露醇恒温保存箱

产品名称	神外甘露醇恒温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83819.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-神外甘露醇恒温保存箱可用于治疗脑水肿、大面积烧伤引起的水肿、伴有低钠血症的难治性水肿。还可治疗青光眼；预防和治疗急性肾功能衰竭和脱水"以德敬人、以诚立人“将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。神外甘露醇恒温保存箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,神外甘露醇恒温保存箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200W

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。神外甘露醇恒温保存箱更多型号产品规格参数：产品型号:FYL-YS-151LFYL-Y

S-281LFYL-YS-431L输入电压:AC220V，50HzAC220V，50HzAC220V，50Hz额定功率:120W160W200w外形

尺寸:595×565×860mm595×565×1440mm595×675×1795mm内部尺寸:504×487×634mm504×487×1215

mm504×598×1570mm商品容量:150L280L430L商品重量:64KG99KG129KG冷却/加热方式:风冷+发热丝风

冷+发热丝风冷+发热丝制 制冷剂:无氟制冷剂无氟制冷剂无氟制冷剂

音:42dB(a)46dB(a)48dB(a)温度显示:LCD数字显示LCD数字显示LCD数字显示分辨率0.1 0.1 0.1 脚

轮:有有有止动底角:外门锁扣:报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低

报警、温度报警有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警FYL-YS-50LK/
FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L
/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/F
YL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-
YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时
间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后
时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品
放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度
。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加
油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源
。神外甘露醇恒温保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要
求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求神外甘露醇恒温
保存箱特点报警装置：自动设置温度报警，温度偏离设定值 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，启动蜂鸣报警器，使物品保存的过
程更加稳定可靠。程序化记忆备份装置，键锁定及自诊断功能，断电重启后仍可保持设置的温度继续工
作。搁架：内部设有多层层架卡槽，优良高钢调节层架可根据实际需求随意调节层架间距。隔热材料：
整体采用高密度聚氨酯性整体发泡成型，具有重量轻，保温性能好等特点，门与箱体密闭处采用耐高温
、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封
性。内壁：采用全新优良医用PP材料，独特的工艺圆角，360度清理无死角。外壁：优良彩色涂层A3钢
板，整体防静电处理！外门：高强度三层中空钢化玻璃玻璃透明度高，保温性能好，透明度高，湿度大
的情况下仍可保持无凝露。温度传感器：热敏电阻温度传感器，灵敏度高随时检测箱体内部温度变化情
况*。温度设定显示：微电脑处理器控制触摸式按键，新型LCD液晶数字显示屏设定及显示，实时检测箱
体内部温度变化情况。循环系统：采用翅片式强制性风循环系统，保持箱内360度均匀，制冷加热速度快
。神外甘露醇恒温保存箱术前肠道准备。胆道蛔虫症。难治性高热。重症肺心病右心衰竭。清除肠道积
血，防止肝昏迷。