

# 现货批发三洋SANYO高压灭菌锅MLS-3781L

产品名称	现货批发三洋SANYO高压灭菌锅MLS-3781L
公司名称	武汉大风生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东西湖区常青花园十一村 1 7 号 1 楼 1 号 ( 18 )
联系电话	86-2787164655、 87164649 13071288316

## 产品详情

高压灭菌锅 mls-3781l 实验室高压蒸汽灭菌器 mls-3781l

1) 带安全自锁,在不通电的情况下,无法开盖,在设定有错误的情况下,无法加热,在加热灭菌过程中,盖子被锁定,无法打开。2) 带压力释放装置,压力过大可通过安全阀门释放,双重保险。3) 蒸汽内排,避免造成整个环境的湿度过高。脉冲排汽,防止液体溢出。4) 温度设定范围宽可从45c~135c。5) 内径大,直径370mm,是目前国内最大直径的高压灭菌器,每层可同时放4个1000ml的锥形瓶,共可放置8个,比起细瘦高的灭菌器,空间利用率高。6) 数字显示,微电脑程序控制,操作过程用图例显示,一目了然,每道程序的某一阶段,有声光提示,使你对灭菌整过程尽在掌握。脉冲排汽。7) 多种预设程序,可灭培养物,培养基(琼脂之类),培养器皿,一指输入,轻松灭菌。8) 可以延时启动(如12小时后程序才开始执行)。下班之前放置好需要灭菌的物体,设置好延时启动时间,第二天实验开始之前正好使用。外部尺寸(w×d×h)600×979×560mm(23.6"×38.5"×22.0")重量74kg内腔尺寸(直径×深)370×635(mm)(最大695mm有效深度)有效容积75l内腔材料sus304(不锈钢)耗电量(220v,50hz)4kw最大压力0.235mpa(2.4kgf/cm<sup>2</sup>)灭菌温度105-135培养基熔解温度60-100保温温度45-60灭菌时间1-250分钟,仪器器皿灭菌程序可至72小时熔解时间0-250分钟,可至72小时排气控制排气阀开放温度设定安全装置压力安全阀,过温限制器,抗干烧限制器,内门锁,过压限制器,保险丝压力容器类型小容积压力容器附件3个不锈钢丝篮,加热器盖 武汉大风生物科技有限公司 现货批发 武汉市洪山区街道口武珞路717号兆富国际大厦1002室