

可以加温加热液体的保温柜

产品名称	可以加温加热液体的保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	71857.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

可以加温加热液体的保温柜溶解药物：生理盐水经常可以作为溶剂使用，溶解一些药物，然后输入到人体内，也可以用来补液，如果病人处于脱水的状态，由于各种原因无法进食或者是饮水北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

可以加温加热液体的保温柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积 (L) : 280L

重量 (kg) : 99kg

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,可以加温加热液体的保温柜

产品型号 : FYL-YS-431L

噪音 : 48dB(a)

功率 : 200w

外形尺寸 (宽 × 深 × 高) : 595 × 675 × 1795

内部尺寸 (宽 × 深 × 高) : 504 × 598 × 1570

有效容积 (L) : 430L

重量 (kg) : 129kg

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明 : 可以加温加热液体的保温柜更多型号产品规格参数 :

产品型号 FYL-YS-150L // 有效容积 150L // 温度 2-48 // 外形尺寸 59.5 × 57 × 86.5cm

产品型号 FYL-YS-230L // 有效容积 230L // 温度 2-48 // 外形尺寸 59.5 × 59 × 121.5cm

产品型号 FYL-YS-280L // 有效容积 280L // 温度 2-48 // 外形尺寸 59.5 × 57 × 144.5cm

产品型号 FYL-YS-310L // 有效容积 310L // 温度 2-48 // 外形尺寸 59.5 × 69.5 × 131.5cm

产品型号 FYL-YS-430L // 有效容积 430L // 温度 2-48 // 外形尺寸 59.5 × 69.5 × 131.5cm

产品型号 FYL-YS-828L // 有效容积 828L // 温度 2-48 // 外形尺寸 126.5 × 68 × 183cm

产品型号 FYL-YS-1028L // 有效容积 1028L // 温度 2-48 // 外形尺寸 126.5 × 68 × 215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L

/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。可以加温加热液体的保温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

可以加温加热液体的保温柜特点采用

优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用知名品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。适用于储存有温度要求的生物制剂、试剂、疫苗、生物制剂或存放需要0-100 之间的物品等；优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。可以加温加热液体的保温柜

生理盐水主要是氯化钠,钠离子和氯离子,主要是用在药物,比如口服补液盐等等,用于补充体液,然后维持电解质的平衡