

加压冷热敷机-提供冷热敷双系统安全保障

产品名称	加压冷热敷机-提供冷热敷双系统安全保障
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:4-42 压力:2种模式 7级可调 功能:冷热敷、加压、音乐 体温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

[加压冷热敷治疗仪](#)治疗骨折

一，全身表现：

(1)休克：对于多发性骨折，骨盆骨折，股骨骨折，脊柱骨折及严重的开放性骨，患者常因广泛的软组织损伤，大量出血，剧烈疼痛或并发内脏损伤等而引起休克。

(2)发热：骨折处有大量内出血，血肿吸收时，体温略有升高，但一般不超过，开放性骨折体温升高时，应考虑感染的可能。

二，局部表现：[加压冷热敷治疗仪](#)

骨折的局部表现包括骨折的专有体征和其他表现。

骨折的专有体征：

(1)畸形：骨折段移位可使患肢外形发生改变，主要表现为缩短;

(2)异常活动：正常情况下肢体不能活动的部位，骨折后出现不正常的活动。

(3)骨擦音或骨擦感：骨折后，两骨折端相互摩擦时，可产生骨擦音或骨擦感。[加压冷热敷治疗仪](#)

以上三种体征只要发现其中之一，即可确诊，但未见此三种体征者，也不能排除骨折的可能，如嵌插骨折，裂缝骨折。

产品功能

全自动加压冷敷功能

符合急性损伤后处理新标准(POLICE疗法)

能有效减轻疼痛、肿胀、渗出，抑制炎症并发等

助力ERAS治疗方案，促进患者快速康复

全自动加压热敷功能

促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合

缓解肌肉痉挛,促进消肿、炎性物质吸收

可选配中药热敷,促进患者快速康复

多模式水压加压功能

采用间断、多模式脉动水压加压改善微循环,加速肢体组织液回流

加速消肿,促进患者快速康复

预防静脉血栓(VTE)的形成

音乐疗法功能

利于人体分泌活性物质，调节神经传导，提高大脑皮层兴奋性

体温(选配)、水压监测功能

实时检测体温、水温、脉动水压、水位，

提高治疗准确性

多重保护,提高治疗安全性