

# 儿童物理降温仪-赶走发热 无烦恼

产品名称	儿童物理降温仪-赶走发热 无烦恼
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

儿童物理降温仪-赶走发热 无烦恼

甲型流感病毒（Influenza A virus）为常见[流感病毒](#)，甲型流感病毒\*容易发生变异，而[人禽流行性感](#)（简称人禽流感）是由禽甲型流感病毒某些亚型中的一些[毒株](#)引起的急性[呼吸道](#)传染病 [6] ，病毒 [基因变异](#)后能够感染人类，感染后的症状主要表现为[高热](#)、[咳嗽](#)、流涕、[肌痛](#)等，多数伴有严重的[肺炎](#)，严重者心、肾等多种脏器衰竭导致死亡，[病死率](#)很高。此病可通过消化道、呼吸道、皮肤损伤和[眼结膜](#)等多种途径传播，人员和车辆往来是传播本病的重要因素。

正常人的体温是相对恒定的，一般情况下人体体温的正常范围是：腋下温度，36到37摄氏度；直肠温度36.5到37.7摄氏度；口腔舌下36.3到37.2摄氏度。一般来说，腋下温度37.3到38摄氏度为低热状态，超过38.5摄氏度为高热状态。甲流出现发烧，一般是提示流感发病比较严重，而且患者本身的免疫状况比较差，抵抗力低，可能并发肺部感染。因此我们要进行对症的处理的同时，应该应该抗生素进行肺部疾病的感染控制。同时针对发烧症状，应该多喝水，多排尿，多出汗，可以运用温水擦浴或者洗温水澡的方法降温。出现高热，应用化学药物进行退热。

传统降温方式：

- 1、头部冷湿敷：用20 —30 冷水浸湿软毛巾后稍挤压使不滴水，折好置于前额，每3—5分钟更换一次。
- 2、温水擦拭或温水浴：用温湿毛巾擦拭孩子的头、腋下、四肢或洗个温水澡，多擦洗皮肤，促进散热。但舒适感差，效果低。

3、冰敷：在宝宝前额、颈部两侧、腋下、腹股沟等大血管位置冰敷或者冷敷。这种方法的利弊目前还有很多争议。一般认为冰敷弊大于利，因为冰敷可能会引起宝宝皮肤的毛细血管收缩，阻碍散热，体温会更高，特别是伴有畏寒、寒战，更不能用冰敷。

4、酒精擦浴：这种方法已经被摒弃了。婴儿的皮肤很薄，酒精渗透性很强，可能通过皮肤吸收入血的。而且酒精擦浴也会刺激皮肤，引起毛细血管收缩，阻碍散热，体温会更高。

5、补充充足的水分，不要随便吃药。高热时呼吸增快，出汗使机体丧失大量水分，所以爸妈在孩子发热时应给他充足的水分，增加尿量，可促进体内毒素排出。

6、宝宝发热一般不宜采用药物降温；一般感染所致的发热\*\*先采用适当的物理降温措施。但对麻疹等出疹性疾病的患儿不宜采用冷敷和酒精擦浴降温，以免刺激皮肤，影响皮疹透发。

总结：儿童发烧发热，正确科学降温很重要。

新一代儿童物理降温机 型号：LF-630

【快速启动】能在极短时间内快速启动。

【及时降温】及时采取有效降温措施对小儿疾病的转归有十分重要的意义。

世界卫生组织建议，发热应选择物理降温。

在保证安全的前提下，符合人体工程学的把手、轻巧灵动的机身设计，操作简便、降温速度快、效果明显，值得在临床中进行推广应用,让临床操作更方便。

采用半导体制冷技术，快速降温，全自动温控，清洁无污染。整机重量仅为2.5kg

该治疗项目已经纳入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医保报销

河南清领医疗生产的“物理降温仪”采用电子控温，彩色触摸屏，温度可调可控，极端时间内达到设定的温度。

机器配有温度超高、超低报警功能。红外温度感应器，可实现实时监控患者体温变化。给患者一个舒适且安全的治疗环境。