

物理降温仪（儿童型）水循环恒温冷敷退烧

产品名称	物理降温仪（儿童型）水循环恒温冷敷退烧
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

儿科物理降温仪采用航天级半导体制冷技术，结合智能温控系统和全自动循环原理，可实现对患者恒温可持续循环式冷敷，恒温持续的物理降温带走发热患者热量，为发热患者缓解开启、、便捷的防护措施。河南清领医疗器械制造有限公司是一家集科研、生产、售后服务为一体的高科技企业，公司位于高新技术开发区，依托高校科研及学术优势，致力于骨科、肿瘤设备、智能医疗设备的研发制造。

作为的医疗器械制造企业，清领医疗与国内众多**大学、三级甲等医院携手合作,不断发展创新，现已研发多科室的十多种产品，每一项产品都获得证书，建立了具备****的研发制造体系和完善的质量管理体系,并相继通过ISO9001、ISO13485质量体系认证，清领医疗正逐渐成长为享誉国际的医疗器械制造企业，确保用户得到**的化服务。

LF-630便携式儿科物理降温仪采用航天级半导体制冷技术，结合智能温控系统和全自动循环原理，可实现对患者恒温可持续循环式冷敷，恒温持续的物理降温带走发热患者热量，为发热患者缓解开启、、便捷的防护措施。

传统降温方式：

- 1、头部冷湿敷：用20 —30 冷水浸湿软毛巾后稍挤压使不滴水，折好置于前额，每3—5分钟更换一次。
- 2、温水擦拭或温水浴：用温湿毛巾擦拭孩子的头、腋下、四肢或洗个温水澡，多擦洗皮肤，促进散热。但舒适感差，效果低。

3、冰敷：在宝宝前额、颈部两侧、腋下、腹股沟等大血管位置冰敷或者冷敷。这种方法的利弊目前还有很多争议。一般认为冰敷弊大于利，因为冰敷可能会引起宝宝皮肤的毛细血管收缩，阻碍散热，体温会更高，特别是伴有畏寒、寒战，更不能用冰敷。

4、酒精擦浴：这种方法已经被摒弃了。婴儿的皮肤很薄，酒精渗透性很强，可能通过皮肤吸收入血的。而且酒精擦浴也会刺激皮肤，引起毛细血管收缩，阻碍散热，体温会更高。

5、补充充足的水分，不要随便吃药。高热时呼吸增快，出汗使机体丧失大量水分，所以爸妈在孩子发热时应给他充足的水分，增加尿量，可促进体内毒素排出。

6、宝宝发热一般不宜采用药物降温；一般感染所致的发热**先采用适当的物理降温措施。但对麻疹等出疹性疾病的患儿不宜采用冷敷和酒精擦浴降温，以免刺激皮肤，影响皮疹透发。

总结：儿童发烧发热，正确科学降温很重要。

新一代儿童物理降温机 型号：LF-630

【快速启动】能在极短时间内快速启动。

【及时降温】及时采取有效降温措施对小儿疾病的转归有十分重要意义。

世界卫生组织建议，发热应选择物理降温。

在保证安全的前提下，符合人体工程学的把手、轻巧灵动的机身设计，操作简便、降温速度快、效果明显，值得在临床中进行推广应用,让临床操作更方便。

采用半导体制冷技术，快速降温，全自动温控，清洁无污染。整机重量仅为2.5kg

该治疗项目已经纳入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医保报销

河南清领医疗生产的“物理降温仪”采用电子控温，彩色触摸屏，温度可调可控，极端时间内达到设定的温度。

机器配有温度超高、超低报警功能。红外温度感应器，可实现实时监控患者体温变化。给患者一个舒适且安全的治疗环境。