

儿童物理降温仪-儿童退烧 推荐物理降温

产品名称	儿童物理降温仪-儿童退烧 推荐物理降温
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

儿童物理降温仪-儿童退烧 推荐物理降温

近期，有些学校出现部分学生发热的情况，其发热原因是感染甲型流感病毒。北京市疾病预防控制中心2月22日发文称，当前北京市流行的流感病毒中，甲型流感病毒占**优势。另外，河北、安徽、内蒙古等地的相关部门，也对甲流病毒的活动水平增强发出了提醒。在我国北方地区，甲流通常只有一个流行季，即从上一年的12月到第二年的3月；在南方地区，除冬春季外，夏季还可能有一次小流行。

便携式儿童物理降温仪1、减少原发病对患者的危害，带走热量，可持续冷敷；2、冷敷温度可控，减少冰冷带给患儿的，提升的患儿的舒适度；3、音乐疗法，在的同时也可以减少患儿的痛苦；4、红外线体外测温，实时患儿的体温。产品简介HW1200发热是婴幼儿时期常见的之一,因为幼小婴儿没有健全的体温调节功能，持续高热不仅会阻碍系统功能的发挥，而且还使热能的消耗量增加，严重威胁着婴儿的生命。采取积的降温措施，把婴儿的体温控制在范围之内，是婴儿高热的重中之重。采用物理降温能够有效降低患儿体温，可以缓解高热患儿不适,情况,缓解患儿家长的焦虑情绪,确保患儿生命。

快速降温【快速启动】能在短时间内快速启动。【及时降温】及时采取有效降温措施对小儿疾病的转归有十分重要意义。世界卫生组织建议，发热应选择物理降温。在*的前提下，符合人体工程学的把手、轻巧灵动的机身设计，操作简便、降温速度快、效果明显，值得在中进行推广应用,让操作*。系统语言：中文采用半导体制冷技术，全自动温控，清洁无污染。机身内置有红外温度感应器，实时监测患者体温的变化。温度范围在17 ~ 39 之间，温度可调，步进值为1 。整机重量仅为2.5kg快速降温在3分钟内达到设定温度该项目已经纳入《全国服务价格项目规范》甲类医保报销