

儿童物理降温仪-打破传统退烧降温

产品名称	儿童物理降温仪-打破传统退烧降温
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

酒精擦身体、温水洗澡？这些物理方式降温不再被推荐

就甲流来说，在感染之后，多数人会出现发烧的症状。有些人会采用传统的物理降温的方式，例如用酒精擦拭身体、用温水洗澡。新的指南已经不再建议用这些方法。“用了可能会加重病情！”发烧是我们机体抵抗疾病的防御反应，是机体对抗病原体的过程产生的。发烧怕冷是身体的自然保护反应，如果强行物理降温，虽然体温下降了，但是会让机体感到更加不舒服，还有因削弱防御反应而加重病情的风险。近几周以来成都流感病例数及监测到的流感阳性标本数呈现出逐步上升趋势，目前甲型(H1N1)与甲型(H3N2)流感病毒共同流行。同时随着流行强度升高，开学等聚集性增多，密集场所发生聚集性疫情的风险加大。

儿童物理降温仪原理：半导体制冷制热：利用半导体材料构成的P-N结，产生珀尔帖效应，是通过直流电制冷的一种新型制冷方法。脉动加压:采用泵机，通过系统准确控制使得水囊内压力做脉动变化，产生效果。水囊：采用医用聚氨酯与医用无纺布合成的软质弹性材料。原理特点：半导体制冷技术、无机械摩擦、无制冷剂，使用和维护环保，非常适合场景。脉动加压通过不同的压力变化起到放松效果,部位末端加压,促进静脉回流，防止静脉血栓形成。从物理和精神层面双重缓解患者的疼痛、肿胀等不适感。水囊采用材料合理，与人体组织贴合,舒适，热传递，使用过程、卫生，免维护。

产品优势：半导体制冷、制热以及脉动加压的技术替代传统冷热敷方式。科研优势：依托高素质的科研团队，过硬的研发平台，拥有多项自主技术，保持的研发能力。体验:10.2寸智能化触屏操作，简洁、简单易操作，具有符合人体工程学的优化外形具有、便捷的全自动控制系系统，操作和风险的智能提示；外置探头对冷热敷温度和体温具有检测、报警功能，自动检测提示水位和缺水，便捷；多部位的冷热敷可加压水囊，符合人体工程学，舒适；冷热转换快速便捷，快速降温、升温，多种使用模式，为使用者提供*的体验感。

物理降温仪其他功能1、体温监测：红外线体温监测功能，当体温传感器检测温度低36 或40 时会有“滴滴”的蜂鸣提示音。2、便携把手：符合人体工学，握持舒适，方便转运。3、工作时间：定时范围

为10~240min，调整级差为10min，定时允差 $\pm 5\%$ 。4、音乐：内置国际名曲10，音量0~9级，可随意调节。5、产品通过ISO13485和ISO9001质量体系认证。