

# 医用级儿童物理降温仪-改善儿童发烧发热

产品名称	医用级儿童物理降温仪-改善儿童发烧发热
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

儿童发烧发热是否需要去医院，有两个判断标准：

一是时间：越小的孩子抗病能力越差，病情发展往往比较快，如果发烧超过24小时不退，就需要及时就医。

二是精神状态：身体抵抗力较差的孩子和老人是甲流高危。尤其是小孩子，年龄越小，发生的症状越隐匿，这就需要家长观察孩子发烧的同时还要注意孩子的精神状态、面色、食欲等情况。如果是发烧24小时之内，孩子活蹦乱跳，精神情况很好，食欲也没有影响，就可以在家里面观察。而如果精神萎靡，可能再伴有一些其他症状，如面色不好、进食少、嗜睡、肌肉疼痛、头痛、头晕等，如果这种情况超过了24小时，不要等，马上去医院就医。

便携式儿童物理降温仪1、减少原发病对患者的危害，带走热量，可持续冷敷；2、冷敷温度可调控，减少冰冷带给患儿的，提升的患儿的舒适度；3、音乐疗法，在的同时也可以减少患儿的痛苦；4、红外线体外测温，实时患儿的体温。产品简介HW1200发热是婴幼儿时期常见的之一,因为幼小婴儿没有健全的体温调节功能，持续高热不仅会阻碍系统功能的发挥，而且还使热能的消耗量增加，严重威胁着婴儿的生命。采取积的降温措施，把婴儿的体温控制在范围之内，是婴儿高热的重中之重。采用物理降温能够有效降低患儿体温，可以缓解高热患儿不适,情况,缓解患儿家长的焦虑情绪,确保患儿生命。

物理降温仪其他功能1、体温监测：红外线体温监测功能，当体温传感器检测温度低36 或\*\*40 时会有“滴滴”的蜂鸣提示音。2、便携把手：符合人体工学，握持舒适，方便转运。3、工作时间：定时范围为10~240min，调整级差为10min，定时允差±5%。4、音乐：内置国际名曲10，音量0~9级，可随意调节。5、产品通过ISO13485和ISO9001质量体系认证，产品质量有\*。儿童物理降温仪原理：半导体制冷制热：利用半导体材料构成的P-N结，产生珀尔帖效应，是通过直流电制冷的一种新型制冷方法。脉动加压:采用泵机，通过系统准确控制使得水囊内压力做脉动变化，产生效果。水囊：采用医用聚氨酯与医用无纺布合成的软质弹性材料。原理特点：半导体制冷技术热\*\*、无机械摩擦、无制冷剂，使用和维护环保，\*\*性好，非常适合场景。脉动加压通过不同的压力变化起到放松效果,部位末端加压,促进静脉回流，防止静脉血栓形成。从物理和精神层面双重缓解患者的疼痛、肿胀等不适感。水囊采用材料合理\*\*，

与人体组织贴合,舒适,热传递\*\*,使用过程、卫生,免维护。产品优势:半导体制冷、制热以及脉动加压的技术替代传统冷热敷方式。科研优势:依托高素质的科研团队,过硬的研发平台,拥有多项自主技术,保持的研发\*\*能力。体验:10.2寸智能化触屏操作,简洁、简单易操作,具有符合人体工程学的优化外形具有、便捷的全自动控制系统,操作和风险的智能提示;外置探头对冷热敷温度和体温具有检测、报警功能,自动检测提示水位和缺水,\*加便捷;多部位的冷热敷可加压水囊,符合人体工程学,\*舒适;冷热转换快速便捷,快速降温、升温,多种使用模式,为使用者提供\*的体验感。