

# 带锁试剂保存箱（多层搁架设计）

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 带锁试剂保存箱（多层搁架设计）                 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                      |
| 价格   | .00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:福意联制造<br>用途:实验室冰箱<br>温度:2~48 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号             |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212         |

## 产品详情

带锁试剂保存箱（多层搁架设计）公司介绍 企业介绍--北京福意电器有限公司是一个制造、销售、服务和咨询为一体的公司。专门为化工、医药、企业介绍、高等院校实验室及科研检测机构提供恒温设备、配件及相关配套产品的信息，为广大分析工作者提供学习、参考的场所。

### 带锁试剂保存箱（多层搁架设计）

供应：冷藏箱、恒温箱、干燥箱、低温冰箱、车载冰箱、便携式冷藏箱、高低温箱等温控设备  
福意联产品涵盖：2-8 冷藏，2-48 恒温，0-100 恒温，10~ -30 低温冰箱，10~ -20 低温等  
带锁试剂保存箱（多层搁架设计）参数型号

带锁试剂保存箱（多层搁架设计）特点介绍 1.产品是采用微电脑控温系统，面板设有电源开关和温度显示器，并且采用触摸按键式控制方式，使用操作方便，可以按需求设置温度。 2.采用新型翅片式ptc电热材料研发，属新一代保温箱系列。主要特点是热能转换效率高，安全，ptc发热管寿命万小时以上，与传统恒温箱比较减少了故障率。 4.内部空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由ptc电热器，而将热风送出，再经由风道至恒温箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环、加热使用。确保箱内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复作状态温度值。 5.制冷跟制热辅助工作，采用风道翅片式风循环系统，PTC制热，压缩机制冷合理互补工作，由控制系统恒温预热，避免快速加热药品出现爆瓶或药品过热

具有多种报警功能，确保安全性（断电报警，超温报警，温感器故障报警，开门过久报警）6、控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加热(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加热(制冷)。7.可嵌入设计，可以直接嵌入到墙体内，不占用过多空间。8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键换温度。门体锁可实现人管。

### 带锁试剂保存箱（多层搁架设计）功能：

- 1，主体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成。
- 2，微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内部每度恒温可调。
- 3，采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。 4，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。
- 5，采用风机，PTC加热器设计，使用安全，加热迅速。

6, 温感, 显示箱体内部温度, 随时观察温度变化。

7, 制冷制热系统匹配合理, 确保箱体内部整体恒温。 8, 使用三层玻璃门, 保温效果好。

9, 具有多重报警: 高低温报警, 温感故障报警等。

10, 安全门锁, 箱内照明, 宽电压带等人性设计(选配)。 企业介绍--北京福意联是独有品牌福意联的持有单位, 是一家集科研、设计、制造、销售、售后服务于一体的高新技术企业, 凭借在恒温领域的水平和成熟的技术, 在恒温设备领域迅速崛起。 依靠科技求发展, 不断为用户提供满意的高科技、高性能、高稳定的产品是我们始终不变的追求。 本公司产品符合CE等安全标准并率先通过了ISO9001:2008质量体系认证, 以及通过了国家相关的安全技术等多项指标。 自安装之日起一年半内, 由经过厂家培训的维修工程师免费维修, 保养; 保修期外, 终身维修。