

医用恒温箱在南宁哪有卖

产品名称	医用恒温箱在南宁哪有卖
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	80565.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-医用恒温箱在南宁哪有卖任何一种药物对人体都有一定的副作用,甘露醇的副作用主要有:1、快速大量静注甘露醇,会导致人体内甘露醇蓄积,血量迅速增加,尤其是急慢性肾衰肾功能衰竭时,北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先,经营有章可循”的经营理念,凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量,在客户中建立了良好的信誉。医用恒温箱在南宁哪有卖产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L 产品种类: 恒温 产品形式: 立式 冷却/加热方式: 风冷+发热丝 制冷剂: 无氟制冷剂 噪音: 42dB(a) 功率: 120W 电源: AC220V, 50Hz 温度范围: 0-100

外形尺寸(宽×深×高): 595×565×860 内部尺寸(宽×深×高): 504×487×634

有效容积(L): 150L 重量(kg): 64kg 温度显示: LCD数字式 脚轮: 有 止动底角: 有 外门锁扣: 有 报警系统: 有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L 产品种类: 恒温箱 噪音: 46dB(a) 功率: 160W

外形尺寸(宽×深×高): 595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高): 504×487×1215

有效容积(L): 280L 重量(kg): 99kg

报警系统: 有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,医用恒温箱在南宁哪有卖 产品型号: FYL-YS-431L 噪音: 48dB(a) 功率: 200W

外形尺寸(宽×深×高): 595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高): 504×598×1570

有效容积(L): 430L 重量(kg): 129kg

报警系统: 有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:

福意联本着“质量,售后,发展”的精神,以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺: 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、*:我方提供设备全部为全新

设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的

备品、备件、手册和相关资料齐全 医用恒温箱在南宁哪有卖更多型号产品规格参数: 型号控温 范围2

50ml甘露醇/瓶500ml甘露醇/瓶加热方式产品样式产品尺寸(长、宽、高) FYL-YS-150L2-48 40-6030-40P

TC模块立式单门59.5*57*86.5cm FYL-YS-230L60-8045-6059.5*59*121.5cm FYL-YS-280L90-11075-8059.5*57*144.

5cm FYL-YS-310L80-10060-9059.5*69.5*131.5cm FYL-YS-430L140-160100-12059.5*68*180.5cm FYL-YS-151L0-100

40-6030-40特质发热丝立式单门59.5*57*86.5cm FYL-YS-281L80-11075-8059.5*57*144.5cm FYL-YS-431L140-1

60100-12059.5*68*180.5cm FYL-YS-828L2-20 260-360200-250立式对门126.5*68*183cm FYL-YS-1028L400左右3

00左右126.5*68*215cmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L* : 帮助*售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1小时给予解决方案紧急售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1小时给予解决方案硬件替换售后 : 售后时间 : 7*241、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医用恒温箱在南宁哪有卖交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求医用恒温箱在南宁哪有卖特点医用恒温箱在南宁哪有卖水和电解质紊乱为常见,往往由于大量快速静脉注射甘露醇所导致。同时血容量迅速大量增多,使急慢性肾功能衰竭,尤其是慢性肾功能衰竭