

15-30 药品冷藏柜（双开门800L）

产品名称	15-30 药品冷藏柜（双开门800L）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

15-30 药品冷藏柜（双开门800L）公司介绍 企业介绍--北京福意联位于北京市中心2环内地标建筑大族广场，成立于1999年，是集研发、制造、销售于一体的集团企业。以制造恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备制造用、检验用干燥培养基等生物试剂的制造企业。好的为广大用户提供**的产品。新建制造厂地是拥有国内目前全新的技术设备且管理规范化的制造基地。

15-30 药品冷藏柜（双开门800L）

主要用于药品或者在2-8 \20 \25 （低温-20 ）等等温度段

的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户。与杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、精鼎医药、东阳光医药、四川科伦等等医药单位都有着长期的合作。欢迎您前来咨询

15-30 药品冷藏柜（双开门800L）临床用途：新药的临床试验分为 、 、 、 期。（1） 期临床试验是观察它的安全性和药代动力学，人的耐受力怎么样，在内是怎样代谢的，完了就是看人耐受多少，从中选择一个量推荐到二期，这个量就是给病人治病用的量，因为要观察的毒性和代谢过程，故需在健康人身上进行。（2） 期临床试验是对作用的初步评价阶段。对新药的有效性和安全性作出初步评价，并为设计 期临床试验和确定给药剂量方案提供依据。以一个新的关节炎的止痛药的开发为例。期临床研究将确定该药缓解关节炎病人的疼痛效果如何，还要确定在不同剂量时不良反应的发生率的高低，以确定疼痛得到充分缓解但不良反应的剂量。（3） 期临床试验经过 期临床试验对和安全性的认定后，扩大病种，扩大人数，进行观察，三期过后基本经过专家审定这个药就可以上市了。

（4） 期临床试验 期临床试验的不是新药，而是已经上市的，是在上市后广泛、长期的实际应用中继续考察及不良反应。 15-30 药品冷藏柜（双开门800L）参数型号

15-30 药品冷藏柜（双开门800L）特点介绍 1、在使用之前，请首先仔细阅读技术说明书。

2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，只需按键设置所需温度即可。

3、工作：待箱体温度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。

4、停机：使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。

5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。

- 6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果好。
- 7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 8、开关机时长按开关机键即可。 15-30 药品冷藏柜（双开门800L）功能：A、多种容量规格
B、搁架层数；多层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度均匀 D、温度：2
~ 48 /0 ~ 100 （2款可选）每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保证了物品本身具有的特性；
E、**钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率
F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；
G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
I、安全门锁设计，实现专人专管，防止随意开启。 企业介绍--北京福意联是一家集设备研发、设计、制造、销售和服务系统为一体的高新技术企业。福意联丰富的经验以及优良的品质来为您提供的恒温设备，公司恒温设备项目所涉及的领域涵盖社区、学校、服务业、食品制造业、卫生及工业等方面。产品广泛应用于、工厂、制药厂、疾控中心、实验室、质监局、大学、科学院等领域。我们坚信，只要以市场为导向，以创新为动力，以质量求生存，以发展求壮大，我们就一定会赢得好的明天。